

ÖTÜRÜLDÜ Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, tab-vərəqələri və menyuları; düymələri, linkləri və ikonları; sütunları; və digər interfeys komponentlərindən istifadə edərək Laborator modulu ilə işləyə bilər. Bu qısa bələdçi, Ötürüldü tab-vərəqəsinin istifadəsi üzrə məlumatları təqdim edir.

Laboratoriya tab-vərəqələri və menyü interfeysin (ekranın) yuxarısında yerləşən tab-vərəqələr Laborator modulun asan istifadəsini təmin edir. Tez-tez istifadə olunan funksiyalara cəld müraciət üçün, həmçinin yan menyü mövcuddur.

The screenshot displays the Laboratory module interface. At the top, there are six tabs: **SAMPLES 174**, **TESTING 3**, **TRANSFERRED 4**, **MY FAVORITES 0**, **BATCHES 2**, and **APPROVALS 10**. The **TRANSFERRED 4** tab is selected. Below the tabs, there are buttons for **Cancel Transfer** and **Transfer**, along with an **Advanced Search** field. A sidebar menu is open, showing options like **Accession In**, **Group Accession**, **Assign Test**, **Create Aliquot**, **Create Derivative**, **Transfer Out**, **Register New Sample**, **Set Test Results**, **Validate Test Result**, **Amend Test Result**, **Sample Destruction**, **Lab Record Deletion**, **Restore Sample**, **Paper Forms**, and **Print Barcode**. The main table displays a list of samples with columns: **Patient/Farm Owner**, **Lab Sample ID**, **Transfer ID**, **Transferred To**, **Transfer Date**, **Test Requested**, **Test Name**, **Test Result**, **Result Date**, **Point of Contact**, and **Local/Field Samp**. The table contains four rows of data.

Patient/Farm Owner	Lab Sample ID	Transfer ID	Transferred To	Transfer Date	Test Requested	Test Name	Test Result	Result Date	Point of Contact	Local/Field Samp
Jones Melanie	SAD008190027	STB190003	Telavi ZDL	6/19/2019	PCR					LAB11-001
Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	3/5/2020	Some Test	Acetic agar	Growth pos	3/10/2020		X1
Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	3/5/2020	Some Test	Brucella C-ELISA	Positive	3/12/2020		X1
Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	3/5/2020	Some Test	Agglutination Test				X1

- NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsi - nümunənin və ya bir qrup nümunələrin qeydə alınmasını və nümunə üçün testin təyin edilməsini təmin edir
- TESTLƏR** tab-vərəqəsi - nümunə üçün testin təyin edilməsini və təyin edilmiş test nəticələrinin daxil edilməsini təmin edir
- ÖTÜRÜLDÜ** tab-vərəqəsi - qeydə alınmış nümunənin ötürülməsini təmin edir
- SEÇDİKLƏRİM** tab-vərəqəsi - nümunənin «seçdiyim» kimi seçilməsini və istifadəçinin SEÇDİKLƏRİM tab-vərəqəsində asan müraciət üçün seçilmiş nümunənin yerləşdirilməsini təmin edir
- QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR** tab-vərəqəsi - qrupşəkilli test nəticələrinin bütün nümunələrə bir dəstədə əlavə edilməsini təmin edir
- TƏSDİQLƏR** tab-vərəqəsi - test yoxlanılmasının, test düzəlişinin, nümunənin məhv edilməsinin və ya yazının silinməsinin təsdiqlənmələrini təmin edir
- Nümunələr** menyusu - müxtəlif laborator funksiyalara asan müraciət üçün linkləri təqdim edir

ÖTÜRÜLDÜ Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 2

Düymələr, Linklər və İkonlar

ÖTÜRÜLDÜ tab-vərəqəsi daxilində yerləşən düymələr, linklər və ikonlar ötürülən nümunələrə aid müxtəlif funksiyalarda yardım edir.

Laboratoriya

8 NÜMUNƏLƏR 174 TEST 9 ÖTÜRÜLDÜ 4 10 SEÇDİKLƏRİM 0 Qrupşəkilli testlər 2 11 SƏDİQLƏR 9 14

Ötürülməni ləğv et Ötürülməni çap et 12 Ətraflı axtarış 13 Yaddaşa sal

	Hesabat/Sessiyanın Q/N-si	Xəstə/Fermanın sahibi	Laborator nümunənin Q/N-si	Ötürülmənin Q/N-si	Hara ötürüldü	Ötürülmə tarixi	Tələb olunan test	Testin adı	Testin nəticəsi	Nəticənin tarixi	Əlaqələndirici
16	HUM190033	Jones Melanie	SAD008190027	STB190003	Telavi ZDL	19.06.2019	PCR				
17	200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Acetic agar	Growth pos	10.03.2020	
18	200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Brucella C-ELISA	Positive	12.03.2020	
	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Agglutination Test			

Səhifə: 1 20

8. Nümunələr menyusu ikonu - Nümunələr menyusunun göstərilməsini təmin edir
9. Ötürülməni ləğv et düyməsi - seçilmiş nümunələri ÖTÜRÜLDÜ tab-vərəqəsindən NÜMUNƏLƏR tab-vərəqəsinə keçirir
10. Ötürülmə formasını çap et düyməsi - cədvəldə seçilmiş nümunələrə əsasən Ötürülmə formasını doldurur
11. Axtar ikonu - YXEMS məlumat bazasında laboratoriyaya aid məlumatın axtarışını təmin edir
12. Ətraflı axtarış linki - nümunəyə dair təfərrüatları filtdən keçirməyə imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
13. Yaddaşa sal düyməsi - laborator məlumatlar üzrə dəyişikliklərin yaddaşa salınmasına imkan verir
14. Cədvəl ikonu - cədvəlin sütunlarının kastomizasiyasına imkan verən Sütun Görüntüsünün Kökləmələri pəncərəsinə müraciəti təmin edir
15. Cədvəl - NÜMUNƏLƏR tab-vərəqəsindən ötürülmüş bütün nümunələri göstərir
16. Seçim qutusu - bir və ya bir neçə nümunələrin seçilməsinə imkan verir
17. Redaktə et ikonu - ötürülmə üzrə təfərrüatlara dəyişikliklərin edilməsinə imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
18. Ulduz ikonu - klikləyəndə ekranda göy rəngdə görünür və nümunəni istifadəçinin SEÇDİKLƏRİM qovluğuna əlavə edir.
19. Nümunənin statusu üzrə qeyd ikonu - nümunə qəbul olunduğu zaman daxil edilmiş hər bir qeydi göstərir (bax səh. 3)
20. Sürüşdürmə zolağı - tab-vərəqələrinin üfüqi sürüşdürülməsini təmin edir

ÖTÜRÜLDÜ Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 3

Sütunlar

ÖTÜRÜLDÜ tab-vərəqəsi daxilində hər bir sütun, istifadəçilərə nümunənin cari statusunu tez müəyyən etmək üçün nümunəyə dair məlumatları göstərir.

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Hesabat/Sessiyanın Q/N-si	Xəstə/Fermanın sahibi	Laborator nümunənin Q/N-si	Ötürülmənin Q/N-si	Hara ötürüldü	Ötürülmə tarixi	Tələb olunan test	Testin adı	Testin nəticəsi	Nəticənin tarixi	Əlaqələndirici şəxs	Nümunənin yerli/sahədəki Q/N-si	Nümunənin növü	Xəstəlik	Qəbul edilmə tarixi/vaxtı	Nümunənin statusu
<input type="checkbox"/>	HUM190033	Jones Melanie	SAD008190027	STB190003	Telavi ZDL	19.06.2019	PCR					LAB11-001	Sputum	Anthrax - Gastrointestinal	08.07.2019 11:54:00	Ötürülmüş <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Acetic agar	Growth pos	10.03.2020		X1	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	09.03.2020 08:22:00	Ötürülmüş <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Brucella C-ELISA	Positive	12.03.2020		X1	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	09.03.2020 08:22:00	Ötürülmüş <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Agglutination Test				X1	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	09.03.2020 08:22:00	Ötürülmüş <input type="checkbox"/>

- 21. Hesabatın/Sessiyanın Q/N-si** - baytarlıq və ya insan xəstəliyi üzrə hesabatda (Hesabatın Q/N-si) və ya fəal müşahidə və ya keçiricilərə nəzarət sessiyasında (Sessiyanın Q/N-si) daxil edilmiş hər hansı nümunə üçün avtomatik olaraq doldurulur
- 22. Xəstə/Fermanın sahibi** - xəstənin (insandan götürülmüş nümunə üçün) və ferma sahibinin (heyvandan götürülmüş nümunə üçün) Adı və Soyadı ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 23. Laborator nümunənin Q/N-si** - nümunə qeydə alındığı zaman təyin olunmuş Q/N-si ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 24. Ötürülmənin Q/N-si** - ötürülmə tələb edildəndən dərhal sonra avtomatik olaraq doldurulur
- 25. Hara ötürüldü** - nümunənin test üçün ötürüldüyü laboratoriyanın adını göstərir
- 26. Ötürülmə tarixi** - ötürülmə tələb edildəndən dərhal sonra avtomatik olaraq doldurulur
- 27. Tələb olunan test** - nümunə üzərində testin hansı xəstəliyə görə aparıldığını göstərir
- 28. Testin adı** - Testi təyin et pəncərəsində seçilmiş testin adı ilə avtomatik doldurulur
- 29. Testin nəticəsi** - Cədvəldə aşağı açılan menyudan seçilir
- 30. Nəticənin tarixi** - Test nəticəsinin daxil edildiyi tarix ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 31. Əlaqələndirici şəxs** - Nümunənin ötürüldüyü laboratoriyada əlaqələndirici şəxsin adını göstərir
- 32. Nümunənin yerli/sahədəki Q/N-si** - əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- 33. Nümunənin növü** - əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- 34. Xəstəlik** - əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- 35. Qəbul edilmə tarixi/vaxtı** - testin qəbul edildiyi tarix və vaxt ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 36. Nümunənin statusu** - nümunə qeydə alındığı zaman seçilmiş status ilə avtomatik olaraq doldurulur