

## SEÇDİKLƏRİM Tab-vərəqəsinə Nümunənin Əlavə edilməsi

1 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, asan müraciəti təmin etmək üçün nümunələri ayrı tab-vərəqədə qruplaşdırma bilər. Bu qısa bələdçi, nümunələri SEÇDİKLƏRİM tab-vərəqəsinə əlavə etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.

**Məsləhət 1:** Nümunələr, həmçinin **TESTLƏR**, **ÖTÜRÜLDÜ** və **QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR** tab-vərəqələrindən **SEÇDİKLƏRİM** tab-vərəqəsinə əlavə edilə bilər.

2. «Seçdiklərim» tab-vərəqəsinə əlavə etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrlərini daxil edin. **Qeyd:** Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.
3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələri**ni göstərir.

**Məsləhət 2:** Əgər lazımi nümunə görünürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

**Məsləhət 3:** Nümunəni **SEÇDİKLƏRİM** tab-vərəqəsindən silmək üçün, müvafiq göy **Ulduz** ikonuna klikləyin.

4. «Seçdiklərim» tab-vərəqəsinə əlavə etmək istədiyiniz nümunəyə aid **Ulduz** ikonuna klikləyin. İkon göy rənglə nişanlanır və nümunə **SEÇDİKLƏRİM** tab-vərəqəsində göstərilir. **Qeyd:** Bütün laboratoriya funksiyaları **SEÇDİKLƏRİM** tab-vərəqəsində yerinə yetirilə bilər.

