

## Qrupşəkilli Testin Redaktə edilməsi

2 səhifədən 1


Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında qrupşəkilli testləri dəyişə bilər. Bu qısa bələdçi, qrupşəkilli testləri redaktə etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR**-i seçin. **QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır. **Qeyd:QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR** tab-vərəqəsi yalnız qrupşəkilli testlər yaradıldıqdan sonra görünür.



**Məsləhət 1:**Qrupşəkilli testləri geniş açmaq və ya yığıdırmaq üçün, müvafiq **Göstər/Gizlət** ikonuna klikləyin


2. Dəyişiklik etmək istədiyiniz qrupşəkilli testlərə aid **Qrupşəkilli testlərin Q/N-si** üzərinə klikləyin.**Qrupşəkilli testlərin nəticələri/təfərrüatları** pəncərəsi ekrana gəlir.



3. Lazımi dəyişiklikləri edin. **Qeyd: Testin nəticəsi** daxil edildikdə, pəncərə yenilənir və **Nəticənin tarixi** sahəsində cari tarixi göstərir.

**Məsləhət 2:**Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

4. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişikliklər edilmiş qrupşəkilli testlər qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** dyməsi aktivləşdirilir.



## Qrupşəkilli Testin Redaktə edilməsi

2 səhifədən 2

5. Dəqiqliyi yoxlamaq üçün dəyişilmiş məlumatları nəzərdən keçirin.  
**Qeyd:** Lazım olduqda, cədvəldə göstərilən ayrı-ayrı nümunələr üçün **Testin nəticəsi** dəyişdirilə bilər.

**Məsləhət 3:**Nümunəni **TESTLƏR** tab-vərəqəsinə qaytarmaq üçün, lazımi nümunəyə aid seçim qutusunu işarələyin və **Nümunənin yerini dəyişdirin** üzərinə klikləyin.

**Məsləhət 4:**Müxtəlif nümunələr üçün eyni **Testin nəticəsi**-ni tətbiq etmək üçün, lazımi qrupşəkilli testə aid seçim qutusunu işarələyin, **Qrup nəticəsini əlavə et** üzərinə klikləyin, və açılan pop-up pəncərəsində müvafiq nəticəni seçin.

**Məsləhət 5:**Qrupşəkilli testləri bağlamaq üçün, lazımi qrupşəkilli testlərə aid seçim qutusunu işarələyin, nəticələri və təfərrüatları təsdiqləyin, və **Qrupşəkilli testi bağlayın** üzərinə klikləyin.

**Məsləhət 6:**Qrupşəkilli testə nümunə əlavə etmək üçün, lazımi qrupşəkilli testə aid seçim qutusunu işarələyin, **Qrupşəkilli testlərə nümunə əlavə et** mətn qutusunda nümunə üçün axtarış parametrlərini daxil edin, **Axtar** düyməsini klikləyin, açılan **Qrupşəkilli testlərə nümunə əlavə et:** Nümunəni seç pəncərəsində lazımi nümunəni seçin, və **Əlavə et** düyməsini klikləyin.

6. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Qrupşəkilli test verilənlər bazasında dəyişdirildi.

