LABORATOR MODUL


TƏSDİQLƏR Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, tab-vərəqələri və menyuları; düymələri, linkləri və ikonları; sütunları; və digər interfeys komponentlərindən istifadə edərək Laborator modulu ilə işləyə bilər. Bu qısa bələdçi, TƏSDİQLƏR tab-vərəqəsinin istifadəsi üzrə məlumatları təqdim edir.

Laboratoriya tab-vərəqələri və menyu

İnterfeysin (ekranın) yuxarısında yerləşən tab-vərəqələr Laborator modulun asan istifadəsini təmin edir. Tez-tez istifadə olunan funksiyalara cəld müraciət üçün, həmçinin yan menyu mövcuddur.



- 1. NÜMUNƏLƏR tab-vərəqəsi nümunənin və ya bir qrup nümunələrin qeydə alınmasını və nümunə üçün testin təyin edilməsini təmin edir
- 2. TESTLƏR tab-vərəqəsi nümunə üçün testin təyin edilməsini və təyin edilmiş test nəticələrinin daxil edilməsini təmin edir
- 3. ÖTÜRÜLDÜ tab-vərəqəsi qeydə alınmış nümunənin ötürülməsini təmin edir
- 4. SEÇDİKLƏRİM tab-vərəqəsi nümunənin «seçdiyim» kimi seçilməsini və istifadəçinin SEÇDİKLƏRİM tab-vərəqəsində asan müraciət üçün seçilmiş nümunənin verləsdirilməsini təmin edir
- 5. QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR tab-vərəqəsi qrupşəkilli test nəticələrinin bütün nümunələrə bir dəstədə əlavə edilməsini təmin edir
- 6. TƏSDİQLƏR tab-vərəqəsi testin yoxlanılmasının, testə düzəlişin əlavə edilməsinin, nümunənin məhv edilməsinin və ya yazının silinməsinin təsdiqlənmələrini təmin edir
- 7. Nümunələr menyusu müxtəlif laborator funksiyalara asan müraciət üçün linkləri təqdim edir


LABORATOR MODUL

TƏSDİQLƏR Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 2

Düymələr, Linklər və İkonlar

TƏSDİQLƏR tab-vərəqəsi daxilində olan linklər və ikonlar nümunələr və testlər üçün tələb olunan təsdiqləmə işlərinə aid müxtəlif funksiyalarda yardım edir.



- 8. Nümunələr menyusu ikonu Nümunələr menyusunun göstərilməsini təmin edir
- 9. Təsdiq et düyməsi Tələb olunan tədbirləri təsdiq edir və seçilmiş nümunələr üçün nümunənin və ya testin statusunu dəyişir
- 10. Rədd et düyməsi Tələb olunan tədbirləri təsdiq etmir və lazım olduqda seçilmiş nümunənin statusunu geri qaytarır
- 11. Axtar ikonu YXEMS məlumat bazasında laboratoriyaya aid məlumatın axtarışını təmin edir
- 12. Ətraflı axtarış linki nümunəyə dair təfərrüatları filtrdən keçirməyə imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
- 13. Yaddaşa sal düyməsi təsdiqlərin və rəddlərin yaddaşa salınmasını təmin edir
- 14. Cədvəl ikonu cədvəlin sütunlarının kastomizasiyasına imkan verən Sütun Görüntüsünün Kökləmələri pəncərəsinə müraciəti təmin edir
- 15. Cədvəl Bütün nümunələri Tələb olunan tədbirlər ilə birlikdə göstərir
- 16. Seçim qutusu bir və ya bir neçə nümunələrin seçilməsinə imkan verir
- 17. Redaktə et ikonu nümunə/test üzrə təfərrüatlara dəyişikliklərin edilməsinə imkan verən pəncərəyə müracəti təmin edir
- 18. Sürüşdürmə zolağı tab-vərəqələrinin üfüqi sürüşdürülməsini təmin edir


LABORATOR MODUL

TƏSDİQLƏR Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 3

Sütunlar

TƏSDİQLƏR tab-vərəqəsi daxilində hər bir sütun, istifadəçilərə nümunənin cari statusunu tez müəyyən etmək üçün nümunəyə dair məlumatları göstərir.



- 19. Tələb olunan tədbirlər daha aşağı səviyyəli istifadəçi tərəfindən tələb olunan tədbirlər ilə avtomatik olaraq doldurulur (məs., Yoxlanılma, Məhv edilmə, Silinmə)
- **20. Hesabatın/Sessiyanın Q/N-si** baytarlıq və ya insan xəstəliyi üzrə hesabatda (Hesabatın Q/N-si) və ya fəal müşahidə və ya keçiricilərə nəzarət sessiyasında (Sessiyanın Q/N-si) daxil edilmiş hər hansı nümunə üçün avtomatik olaraq doldurulur
- 21. Xəstə/Fermanın sahibi xəstənin (insandan götürülmüş nümunə üçün) və ferma sahibinin (heyvandan götürülmüş nümunə üçün) Adı və Soyadı ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 22. Nümunənin növü əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- 23. Xəstəlik əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- 24. Laborator nümunənin Q/N-si nümunə qəbul olunduğu zaman təyin olunmuş Q/N-si ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 25. Nümunənin statusu nümunə qəbul olunduğu zaman seçilmiş status ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 26. Testin adı Testi təyin et pəncərəsində seçilmiş testin adı ilə avtomatik doldurulur
- 27. Testin statusu TESTLƏR tab-vərəqəsi daxilində seçilmiş status ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 28. Testin nəticəsi TESTLƏR tab-vərəqəsi daxilində seçilmiş nəticə ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 29. Nəticənin tarixi Test nəticəsinin daxil edildiyi tarix ilə və təsdiq edilən kimi cari tarix ilə avtomatik olaraq doldurulur
- 30. Qəbul edilmə tarixi/vaxtı testin qəbul edildiyi tarix və vaxt ilə avtomatik olaraq doldurulur