


საყინულის რედაქტირება


2 ის გვ. 1

დზეის შესაბამისი ნებართვის მქონე მომხმარებელს შეუძლია ნიმუშების საცავის შესწორება. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს საყინულის რედაქტირებისათვის.

1. დზეის პანელიდან აირჩიეთ საყინულე, ლაბორატორიის ჩამოსაშლელი მენიუდან. საყინულის ჩამონათვალის ეკრანი გამოჩნდება.



2. შეიყვანეთ იმ საყინულის ძებნის პარამეტრი, რომლის რედაქტირებაც გსურთ. შენიშვნა: თუკი სასურველი საყინულე გამოჩნდება საყინულის ჩამონათვალში, მისი მოძებნა აღარ იქნება საჭირო.



3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. საყინულის ჩამონათვალი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა 1: თუკი სასურველი საყინულე არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.



4. დააწკაპუნეთ რედაქტირება სიმბოლოზე, რომელიც შეესაბამება სასურველ ანგარიშს. საყინულის ჩამონათვალის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს საყინულის ატრიბუტების სექციას და არჩეული საყინულის დასახელებას საყინულის დეტალების სექციაში.

საყინულის რედაქტირება

2 06 83. 2

5. შეიტანეთ საჭირო შესწორებები საყინულის ატრიბუტების სექციაში.
6. იმისათვის, რომ გქონდეთ წვდომა და საჭიროებისამებრ შეასწოროთ თითოეული საყინულის ქვედანაყოფი (თარო, სტელაჟი და ყუთი), გამოიყენეთ ჩვენება/დამალვის სიმბოლოები.

[illegible]

რჩევა 2: შეყვანილი ინფორმაციის შენახვის გარეშე წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

7. დააწკაპუნეთ
შენახვაზე საყინულე
მოდუფიცირებულია მონაცემთა
ბაზაში.