

Xəstəlik - Laborator Test Matriksinin Konfigurasiya edilməsi

1 səhifədən 1


Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, verilənlər bazasında laborator testlərin siyahılarını idarə edə bilər. Bu qısa bələdçi, Xəstəlik - Laborator test matriksini konfigurasiya etmək üçün addımları təqdim edir.

1. YXEMS idarəetmə lövhəsində, aşağı açılan **KONFIGURASIYALAR** menyusundan **XƏSTƏLİK - LABORATOR TEST MATRİKSİ**-ni seçin. Mövcud olan laborator testlərini göstərən **Xəstəlik - Laborator test matriksi** ekranı açılır.



Məsləhət 1:Sətiri silmək üçün, müvafiq **Sil** ikonuna klikləyin və açılan dialoq qutusunda **Bəli** düyməsini klikləyin.

2. **Əlavə et** düyməsini klikləyin. **Xəstəlik - Laborator test matriksi** pəncərəsi ekrana gəlir.



3. **Xəstəlik - Laborator test matriksi** pəncərəsini doldurun. **Qeyd:**Qırmızı ulduzla nişanlanmış sahələr məcburidir.

Məsləhət 2:Yeni seçim əlavə etmək üçün, müvafiq **Əlavə et** ikonuna klikləyin, açılan pəncərəni doldurun və **Göndər** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 3:Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

4. **Göndər** düyməsini klikləyin.Matriksin müvəffəqiyyətlə konfigurasiya edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərəsi ekrana gəlir.

