


ქმედების დამტკიცება


1 ის გვ. 1

ღზეის შესაბამისი ნებართვის მქონე მომხმარებელს შეუძლია დაამტკიცოს, ან შეასწოროს ტესტის შედეგები და გასცეს ნიმუშების განადგურების ან ჩანაწერის წაშლის ნებართვა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს ქმედების დასამტკიცებლად.


1. **ღზეის პანელზე**, დააწკაპუნეთ სათანადო სექციის **ნახვავზე**. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება **დამტკიცებების** ღია ჩანართით და ბადის ზემოთ ასევე ავტომატურად გამოჩნდება ნიმუშები, რომელთათვისაც აირჩიეთ **ქმედება მოთხოვნილია**.



2. გადახედეთ დასამტკიცებლად შერჩეულ ნიმუშებს. **შენიშვნა:** იმისათვის, რომ შეარჩიოთ დამატებითი ნიმუშები ან გაცხრილოთ ის ნიმუშები, რომლის დამტკიცებაც არ გსურთ, ბოქსი მონიშნეთ შესაბამისად.



3. დააწკაპუნეთ **დამტკიცებაზე**. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება, შერჩეული ჩანაწერები გამოჩნდება მუქი შტრიფტით და შენახვის ღილაკი გააქტიურდება.



რჩევა: იმისათვის რომ შერჩეული ნიმუშებისთვის უარყოთ ქმედება მოთხოვნილია, დააწკაპუნეთ უარყოფაზე.

4. დააწკაპუნეთ **შენახვაზე**. გამოჩნდება ფანჯარა, რომელიც დაადასტურებს ქმედების წარმატებით დამტკიცებას.

