


Silinmiş Nümunənin Bərpa edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, verilənlər bazasından silinmiş nümunələri bərpa edə bilər. Bu qısa bələdçi, silinmiş nümunəni bərpa etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.




2. Bərpa etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə görüldüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.



3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

Məsləhət:Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. Hər bir istədiyiniz nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:**Yalnız **Silindi** statusu olan nümunələr bərpa edilə bilər.



5. **Nümunələr menyusunu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusunu** ekrana gəlir.

