


Test Nəticəsinin Daxil edilməsi

1 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında nümunələrə test nəticələrini əlavə edə bilər. Bu qısa bələdçi, test nəticəsini daxil etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **TESTLƏR**-i seçin. **TESTLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.




2. Test nəticəsini daxil etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.




3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

Məsləhət:Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.



4. Lazımi nümunəyə aid aşağı açılan menyusundan müvafiq **Test nəticəsi**-ni seçin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişikliklər edilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** dyməsi aktivləşdirilir.



5. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.Test nəticəsinin müvəffəqiyyətlə daxil edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.