

Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksinin Konfiqurasiya edilməsi


5 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, verilənlər bazasında diaqnozlar üçün istifadə olunan diaqnostik tədqiqatların siyahısını idarə edə bilər. Bu qısa bələdçi, aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün addımları təqdim edir:


- Yeni Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksi Versiyasının Yaradılması
- Mövcud Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksi Versiyasının Redaktə edilməsi

Yeni Matriks Versiyasının Yaradılması

1. YXEMS idarəetmə lövhəsində, aşağı açılan **KONFIGURASIYALAR** menyusundan **BAYTARLIQ DIAQNOSTİK TƏDQIQAT MATRİKSİ**-ni seçin. **Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksi** ekranı açılır.



2. Əvvəlki versiyadan yeni matriks yaradanda, aşağı açılan **Versiyanı Seç** menyusundan istədiyiniz versiyanı seçin. **Qeyd:**Siz aktiv və ya qeyri-aktiv versiyanı seçə bilərsiniz; eyni zamanda yalnız bir versiya aktiv ola bilər. **Qeyd:**Əgər əvvəlki matriks versiyaları mövcud deyilsə, 6-cı addıma keçin.




3. **Yeni matriks versiyası**-nı klikləyin. Təsdiqləyici dialog qutusu ekrana gəlir.



4. **Bəli** düyməsini klikləyin. Pop up pəncərəsi açılır.

5. **OK** düyməsini klikləyin. Ekran yenilənir və istədiyiniz versiyanın surətini göstərir.



Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksinin Konfigurasiya edilməsi

5 səhifədən 2

6. **Versiyanın adını** daxil edin.
7. **Aktivləşdirilmə tarixini** daxil edin.

Məsləhət 1: İstənilən tarixə keçmək üçün, **Təqvim** ikonuna klikləyin və sonra təqvimin yuxarısında yerləşən pənəldə **Ayı seç > İli Seç > Onilliyi seç** üzərinə klikləyin.

8. **Əlavə et** düyməsini klikləyin. Yeni sətir daxil edilir.

9. Aşağı açılan menyudan **Tədqiqat növü**-nü seçin.

10. Aşağı açılan menyudan **Heyvan növü**-nü seçin.

11. Aşağı açılan menyudan **Xəstəliyi** seçin. **BEB-in kodu** avtomatik olaraq doldurulur. **Qeyd:** Əlavə sətirlər daxil etmək üçün 8-11 addımları təkrarlayın.

Məsləhət 2: Aşağı açılan menyuya yeni seçim əlavə etmək üçün, müvafiq olan **Əlavə et** ikonuna klikləyin, açılan pəncərəni doldurun və **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 3: Cədvəldə sətirlərin ardıcılığını dəyişmək üçün, lazımi sətiri seçib müvafiq yerə dartın (çəkin).

Məsləhət 4: Daxil edilmiş məlumatı silmək üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

12. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Təsdiqləyici dialoq qutusu ekrana gəlir.

Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksinin Konfigurasiya edilməsi

5 səhifədən 3

13. Bəli düyməsini klikləyin.Yazının müvəffəqiyyətlə yaddaşa salınmasını təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

14. OK düyməsini klikləyin.

15. Matriks versiyasını aktivləşdirin düyməsini klikləyinMatriksin müvəffəqiyyətlə konfigurasiya edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərəsi ekrana gəlir.




Confirmation

Do you want to save changes?

13


Yes No



The record is saved successfully.

14

OK



Matrix Version

Version Name: Test_3_Training Activation Date: 6/4/2019 Select Versions: Test 3 Copy

Activate Matrix Version New Matrix Version Delete Matrix Version

Vet Diagnostic Investigation Matrix

15

Show 10 entries

Order	Investigation Type	Species	Diagnosis	OIE Code
1	Allergic reaction	Salga	Porcine reproductive and respiratory syndrome	
2	Serology	Cat	African Swine Fever	A120
3	T2	Aardvark	African Swine Fever	A120
4	Serology	Aardvark	African Swine Fever	A120
5	Allergic reaction	BIG HORSE	Anthrax - Unspecified	
6	Allergic reaction	Boar	Enzootic bovine leucosis	
7	Serology	Aardvark	DAG Matrix	

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous 1 Next

Add Delete Matrix Record Save Ok Cancel

Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksinin Konfigurasiya edilməsi

5 səhifədən 4

Mövcud Matriks Versiyasının Redaktə edilməsi

- Aşağı açılan **Versiyanı Seç** menyusundan redaktə etmək istədiyiniz versiyanı seçin. Versiya cədvəldə açılır. Qeyd:Aşağı açılan **Versiyanı seç** menyusunda, aktivləşdirilmiş versiya qırmızı işarə ilə qeyd olunub, qeyri-aktiv versiyalar yaşıl işarə ilə qeyd olunub, və heç vaxt aktivləşdirilməmiş versiyalarda işarə yoxdur.

Məsləhət 1:Heç vaxt aktivləşdirilməmiş versiyanı aktivləşdirmək üçün, onu, aşağı açılan **Versiyanı Seç** menyusundan seçin və **Matriks versiyasını aktivləşdir** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 2:Qeyri-aktiv və ya heç vaxt aktivləşdirilməmiş versiyanı silmək üçün, onu, aşağı açılan **Versiyanı seç** menyusundan seçin, **Matriks versiyasını sil** düyməsini klikləyin və açılan dialoq qutusunda **Bəli** düyməsini klikləyin.

Matrix Version

Version Name

Activation Date

Select Versions

Test 3 Copy

06/05/2019

Test 3 Copy

Activate Matrix Version

New Matrix Version

Delete Matrix Version

Vet Diagnostic Investigation Matrix

Show 10 entries

Order	Investigation Type	Species	Diagnosis	OIE Code
1	Allergic reaction +	Saiga +	Porcine reproductive and respiratory syndrome +	
2	Serology +	Cat +	African Swine Fever +	A120
3	T2 +	Aardvark +	African Swine Fever +	A120
4	Serology +	Aardvark +	African Swine Fever +	A120
5	Allergic reaction +	BIG HORSE +	Anthrax - Unspecified +	
6	Allergic reaction +	Boar +	Enzootic bovine leucosis +	
7	Serology +	Aardvark +	DAG Matrix +	
8	Allergic reaction +	Other +	Enzootic bovine leucosis +	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous

1

Next

Add

Delete Matrix Record

Save

OK

Cancel

Baytarlıq Diaqnostik Tədqiqat Matriksinin Konfigurasiya edilməsi

5 səhifədən 5

- Lazım olduqda, **Versiyanın adını** və **Aktivləşdirilmə tarixini** dəyişin.
Qeyd: Cədvəl yalnız heç vaxt aktivləşdirilməmiş versiyalar üçün redaktə edilə bilər.

Məsləhət 3: Heç vaxt aktivləşdirilməmiş versiyaya sətir əlavə etmək üçün, **Əlavə et** düyməsini klikləyin, ekranda çıxan sahələri doldurun və **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 4: Heç vaxt aktivləşdirilməmiş versiyalardan sətiri silmək üçün, onu cədvəldə seçin, **Matriks yazısını sil** düyməsini klikləyin, və açılan dialog qutusunda **Bəli** düyməsini klikləyin.

- Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Təsdiqləyici dialog qutusu ekrana gəlir.
- Bəli** düyməsini klikləyin. Matriksin müvəffəqiyyətlə konfigurasiya edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərəsi ekrana gəlir.

Matrix Version

Version Name: Training_01 | Activation Date: 6/3/2019 | Select Versions: Test 3 Copy

Buttons: Activate Matrix Version, New Matrix Version, Delete Matrix Version

Vet Diagnostic Investigation Matrix

Order	Investigation Type	Species	DiagNosis	OIE Code
1	Allergic reaction	Saiga	Porcine reproductive and respiratory syndrome	
2	Serology	Cat	African Swine Fever	A120
3	T2	Aardvark	African Swine Fever	A120
4	Serology	Aardvark	African Swine Fever	A120
5	Allergic reaction	BIG HORSE	Anthrax - Unspecified	
6	Allergic reaction	Boar	Enzootic bovine leucosis	
7	Serology	Aardvark	DAG Matrix	
8	Allergic reaction	Other	Enzootic bovine leucosis	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Buttons: Add, Delete Matrix Record, Save, Ok, Cancel

Confirmation

Do you want to save changes?

Buttons: Yes, No