


## Nümunənin Axtarışı

2 səhifədən 1


Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, nümunələri verilənlər bazasında tapa bilər. Bu qısa bələdçi, nümunəni axtarmaq üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan istədiyiniz tab-vərəqəni seçin. Seçilmiş tab-vərəqəni göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.



2. **Ətraflı axtarış** üzərinə klikləyin. **Ətraflı axtarış** pəncərəsi açılır.

**Məsləhət 1:** Ümumi axtarış aparmaq üçün, mətn qutusuna parametri daxil edin və **Axtar** ikonuna klikləyin.



## Nümunənin Axtarışı

2 səhifədən 2

3. Axtardığınız nümunə haqqında mümkün qədər çox məlumat daxil edin.

**Məsləhət 2:**Daxil edilmiş məlumatı yaddaşa salmadan pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

**Məsləhət 3:**Daxil edilmiş məlumatı silmək üçün, **Təmizlə** düyməsini klikləyin.

4. **Axtar** düyməsini klikləyin.**Laboratoriya** ekranı yenilənərək, sizin axtarış meyarlarına uyğun gələn nümunələri göstərir.

Ətraflı axtarış

3

Laborator nümunənin Q/N-si

Nümunənin yerli/sahədeki Q/N-si

Nümunənin növü

Nümunənin statusu

İnkar olunub  
Qəbul olunmamış  
Qəbul olunmuş

Qəbul etmə tarixinin diapazonu

Tarixdən

Tarixədək

Hesabat/Sessiyanın növü

Müşahidə növü

Hesabat/Kampaniya/Sessiyanın Q/N-si

Xəstəlik

Şəxs

Fərmanın sahibi

Heyvan növü

Hara göndərilib

Hara ötürülüb

Ötürülmənin Q/N-si

Noticələr haradan alınıb

Tətin adı

Testin statusu

Testin nəticəsi

Test nəticəsi tarixinin diapazonu

Tarixdən

Tarixədək

İmtina

Təmizlə

Axtarış

4

M2

M3