


Nümunənin Məhv edilməsi

2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında nümunələri məhv edilmə üçün işarə edə bilər. Bu qısa bələdçi, nümunəni məhv etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.



2. Məhv etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.



3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.




Məsləhət:Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. Hər bir lazımi nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:**Yalnız qəbul olunmuş nümunələr məhv edilmə üçün işarələyə bilər.
5. **Nümunələr menyusu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusu** ekrana gəlir.

Nümunənin Məhv edilməsi

2 səhifədən 2

6. Nümunənin məhv edilməsi > Yandırma yolu ilə məhv etmə > Avtoklav vasitəsilə məhv etmə üzərinə klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir.



7. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Nümunənin müvəffəqiyyətlə məhv etmə üçün işarələnməsini təsdiqləyən pop up pəncərəsi ekrana gəlir.

