


დაავადება-ნიმუშის ტიპის მატრიცის კონფიგურაცია

1 ის გვ. 1

სათანადო ნებართვის მქონე EIDSS-ის მომხმარებელს შეუძლია ნიმუშის ტიპების ჩამონათვალის მართვა როგორც სპეციფიცირებულია დაავადების მიერ მონაცემთა ბაზაში. სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს დაავადება-ნიმუშის ტიპის მატრიცის კონფიგურაციისათვის.

- EIDSS პანელიდან აირჩიეთ დაავადება-ნიმუშის ტიპის მატრიცა კონფიგურაციების ჩამოსაშლელი მენიუდან. დაავადება-ნიმუშის ტიპის მატრიცა ეკრანი გამოჩნდება და გამოსახავს ყველა არსებულ ნიმუშის ტიპებს.**




რჩევა 1: რიგის წასაშლელად დააწკაპუნეთ შესაბამის წაშლა სიმბოლოზე და დააწკაპუნეთ ღიახ დიალოგურ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

- დააწკაპუნეთ დამატება. დაავადება-ნიმუშის ტიპის მატრიცა ფანჯარა გამოჩნდება.
- ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ დაავადება.
- ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ ნიმუშის ტიპი.



რჩევა 2: ახალი ოპციის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ დამატება სიმბოლოზე, შეავსეთ ფანჯარა რომელიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ გადაცემა.

რჩევა 3: იმისათვის რომ წაშლით შეყვანილი ინფორმაცია და დახუროთ ფანჯარა დააწკაპუნეთ გაუქმება.



- დააწკაპუნეთ გადაცემა. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.