

ალიკვოტის ან დერივატის შექმნა



3 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დზეის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში მიღებული ნიმუშებიდან ალიკვოტებისა და დერივატების შექმნა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს ალიკვოტის ან დერივატის შესაქმნელად.

1. **დზეის პანელიდან** აირჩიეთ **ნიმუშები, ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება ნიმუშების ღია ჩანართით.
2. შეიყვანეთ იმ ნიმუშის ძებნის პარამეტრი, რომლისთვისაც გსურთ ალიკვოტის ან დერივატის შექმნა. **შენიშვნა:**თუ სასურველი ნიმუში ბადეში გამოჩნდა, ძებნა აღარ იქნება საჭირო.
3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. ლაბორატორიის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა 1:თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.

4. მონიშნეთ სასურველი ნიმუშის ბოქსი. **შენიშვნა:**ალიკვოტებისა და დერივატების შესაქმნელად, მხოლოდ მიღებული ნიმუშების გამოყენებაა შესაძლებელი.
5. დააწკაპუნეთ **ალიკვოტზე**.ალიკვოტების/დერივატების ფანჯარა გამოჩნდება.



ალიკვოტის ან დერივატის შექმნა

3 ის გვ. 2

6. მონიშნეთ სასურველი ნიმუშის ბოქსი.

რჩევა 2: იმისათვის, რომ წაშალოთ შეყვანილი ინფორმაცია და დახუროთ ფანჯარა დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

7. ღილაკით აირჩიეთ ან ალიკვოტის შექმნა ან დერივატის შექმნა.

8. შეიყვანეთ ახალი ნიმუშების სასურველი რაოდენობა.
შენიშვნა: თუკი შერჩეულია მრავლობითი ნიმუში, შეყვანილი რაოდენობა გავრცელდება ყველა მათგანზე.

9. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ დერივატის ტიპი.
შენიშვნა: თუ აირჩიეთ ალიკვოტის შექმნა, ეს მენიუ აქტიური აღარ იქნება.

10. დააწკაპუნეთ კარგი. ბადე განახლდება და ასევე განახლდება თითოეული ალიკვოტის და დერივატის ახალი ლაბორატორიული ნიმუშის ID -ი.

11. დააწკაპუნეთ საცავის ადგილმდებარეობის სიმბოლოზე, რომელიც შეესაბამება ახალ ნიმუშს. საცავის დონეები გამოჩნდება.

რჩევა 3: იმისათვის, რომ ჩახუროთ/გაადიდოთ საცავის დონე, დააწკაპუნეთ შესაბამის ჩვენება/დამალვა სიმბოლოზე.

12. დააწკაპუნეთ იმ ბოქსზე, სადაც გსურთ ახალი ნიმუშის შენახვა.

The screenshot shows the 'Aliquots/Derivatives' form. Callout 6 points to the 'Lab Sample ID' field (SAD008200149). Callout 7 points to the 'Create Derivative' radio button. Callout 8 points to the 'New Samples' input field (value 2). Callout 9 points to the 'Type of Derivative' dropdown menu (set to 'Feces'). Callout 10 points to the 'OK' button. A table at the bottom shows columns for Lab Sample ID, New Lab Sample ID, Sample Type, Functional Area, Storage Location, and Comment, with a message 'No results were found.'

2

This screenshot shows the storage location selection screen. Callout 11 points to the 'Functional Area' dropdown menu (set to 'Test'). Callout 12 points to the 'Storage Location' tree view, which includes 'Building #B1/Room #R2/ Freezer Test_2' and 'Building #77/Room #1/ Freezer Test 2'. Callout 3 points to a shelf icon within the tree. The table at the bottom now contains two rows of data for the selected sample.

ალიკვოტის ან დერივატის შექმნა

3 ის გვ. 3

13. ბოქსის დონეზე დააწკაპუნეთ სიმბოლოზე, რომელიც მიუთითებს ალიკვოტის ან დერივატის ფიზიკურ ადგილსამყოფელს. **შენიშვნა:** არჩეული სიმბოლოები შეიფერება ნარინჯისფრად, ხოლო ის ადგილები, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი განაცრისფერდება.

14. საჭირობისამებრ შეიყვანეთ კომენტარი. **შენიშვნა:** ყოველი ახალ შექმნილი ნიმუშისათვის გაიმეორეთ საფეხურები 11-14. **შენიშვნა:** ალიკვოტის ან დერივატის შტრიხ კოდების დასაბეჭდად, მონიშნეთ **შტრიხ კოდების დაბეჭდვის** ბოქსი და შემდეგ დააწკაპუნეთ **დაბეჭდვაზე შტრიხ კოდების ეტიკეტების** ფანჯარაზე, რომელიც გამოჩნდება.

რჩევა 4: ალიკვოტის ან დერივატის ამოსაშლელად, დააწკაპუნეთ წაშლის სიმბოლოზე, რომელიც შეესაბამება სათანადო ნიმუშს.

15. დააწკაპუნეთ **შენახვაზე**. გამოჩნდება პოპ-აპი, რომელიც ადასტურებს ალიკვოტის ან დერივატის წარმატებით შექმნას.