



## Testin Redaktə edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında testə aid təfsilatları dəyişə bilər. Bu qısa bələdçi, testi redaktə etmək üçün addımları təqdim edir.

- YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **TESTLƏR**-i seçin. **TESTLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.
- Redaktə etmək istədiyiniz testə aid nümunə üçün axtarış parametrlərini daxil edin. **Qeyd:** Lazımi nümunə cədvəldə görüldüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.
- Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.
- İstədiyiniz nümunəyə aid **Redaktə et** ikonuna klikləyin. **Testə aid təfsilatlar** bölməsini göstərən **Nümunə/Testə aid təfsilatlar** pəncərəsi açılır.



**Məsləhət 1:** Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.



## Testin Redaktə edilməsi

2 səhifədən 2

5. Lazımi dəyişiklikləri edin.
6. Digər bölmələrə daxil olub dəyişikliklər etmək üçün **Göstər/Gizlət** ikonlarından istifadə

**Məsləhət 2:** Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

7. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir.
8. Dəqiqliyi yoxlamaq üçün dəyişilmiş məlumatları nəzərdən keçirin.
9. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Testin müvəffəqiyyətlə dəyişilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

Report/Session ID	Patient/Farm Owner	Sample Type	Disease	Test
HUM0000190081	Smith Rodney	Aspirate - Lymph	Acute Respiratory Infection	Dengue test
HUM0000190080	Smith Rodney	Aspirate - Nasal	Acute Respiratory Infection	Dengue test
HUMTBTBZ190497	Williams Jeff	Blood - anticoagulated whole blood	Brucellosis - Suis	Culture