


## ტრანსფერის რედაქტირება


2 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დღეის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში შეასწოროს ტრანსფერის დეტალები. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგიდგენს საფეხურებს ტრანსფერის რედაქტირებისათვის.

1. **დღეის პანელიდან** აირჩიეთ **გადატანილი ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება **ტრანსფერის** ღია ჩანართით.




2. შეიყვანეთ იმ გადატანილი ნიმუშის ძებნის პარამეტრი, რომლის რედაქტირებაც გსურთ. შენიშვნა: თუკი სასურველი ნიმუშები გამოჩნდება ბადეში, ძებნა აღარ გახდება საჭირო.



3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

**რჩევა 1:** თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.



4. დააწკაპუნეთ რედაქტირება სიმბოლოზე, რომელიც შეესაბამება სასურველ ნიმუშს. **ნიმუშის/ტესტის დეტალების** ფანჯარა გამოჩნდება და გამოსახავს **ტრანსფერის დეტალების** სექციას.

## ტრანსფერის რედაქტირება

2 ის გვ. 2

### 5. შეიტანეთ საჭირო შესწორებები.

**რჩევა 2:** სასურველი თარიღის ნავიგაციისათვის დააწკაპუნეთ სიმბოლოზე **კალენდარი** და შემდეგ კალენდრის ზემოთ არსებულ ბარებზე აირჩიეთ თვე > აირჩიეთ წელი > აირჩიეთ ათწლეული.

**რჩევა 3:** იმისათვის, რომ დახუროთ ფანჯარა და წაშალოთ შეყვანილი ინფორმაცია, დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

ნიმუში/ტესტის დეტალები

- ნიმუშის დეტალები
- ტესტის დეტალები
- ტესტის დამატებითი დეტალები
- შესწორების ისტორია
- ტრანსფერის დეტალები

ნიმუშის ტრანსფერის ID: STB190007

ტრანსფერის მოხაზი: [Field]

ტესტი მოითხოვს: PCR

ტრანსფერი მოხდა მდე: NCDC

გაგზავნის თარიღი: 19.08.2019

ტრანსფერი მოხდა ღამ: NCDC

ვის მიერ არის გაგზავნილი: Rue Molly N.A.

Buttons: გაუქმება, შენახვა

### 6. დააწკაპუნეთ **შენახვაზე**. ლაბორატორიის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს მოდიფიცირებულ ნიმუშს მუქ ფერებში. გააქტიურდება **შენახვის** ღილაკი.

### 7. გადახედეთ შესწორებულ ინფორმაციას სიზუსტისათვის.

### 8. დააწკაპუნეთ **შენახვაზე**. გამოჩნდება ფანჯარა, რომელიც ადასტურებს ტრანსფერის შესახებ ინფორმაციის წარმატებით მოდიფიცირებას.

ლაბორატორია

ნიმუში 3: ტესტირება 3: გადახედეთ 3: გეო-ფაქტორი 3: პარტიკი 3: დამატებული 3:

ტრანსფერის სახელი: [Field] ტრანსფერის სახელი: [Field] ქვეყანა: [Field] გეოგრაფიული პუნტი: [Field]

გადახედეთ 8

ნიმუშის ID	პაციენტის სახელი	სადაც მოხდა ტრანსფერი	ტრანსფერის ID	ტრანსფერის მდე	ტრანსფერის თარიღი	ტესტი მოითხოვს	ტესტის სახელი	ტესტის შედეგი
HL3M190003	Jones Melrose	SAD000190003	STB190007	NCDC	19.08.2019	PCR		
HL3M190003	Jones Melrose	SAD000190007	STB190003	Texas JSA	19.08.2019	PCR		
HL3M190012	Jones Melrose	SAD000200037	STB200014	LMA	10.03.2020	Confirmatory Tests		

საგვერდი: 1