

Keçiricilərə Nəzarət Sessiyasının, Təfərrüatlı Toplama Məlumatlarının, və Qrupşəkilli Toplama Məlumatlarının Redaktə edilməsi


6 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında nəzarət sessiyalarını dəyişə bilər. Bu qısa bələdçi, aşağıdakıları yerinə yetirmək üçün addımları təqdim edir:

- Keçiricilərə nəzarət sessiyasının redaktə edilməsi
- Təfərrüatlı toplama məlumatlarının redaktə edilməsi
- Qrupşəkilli toplama məlumatlarının redaktə edilməsi

Keçiricilərə nəzarət sessiyasının redaktə edilməsi

1. YXEMS idarə lövhəsində, aşağı açılan **KEÇİRİCİ** menyusundan **NƏZARƏT SESSİYASI**-nı seçin. Keçiricilərə Nəzarət Sessiyası ekranı açılır.



2. Redaktə etmək istədiyiniz nəzarət sessiyası haqqında mümkün qədər çox məlumat daxil edin. **Qeyd:** Sessiyanın Q/N-si və Sessiyanın sahədəki Q/N-si üçün qismən daxil etmə mümkündür.

Məsləhət 1: İstənilən tarixə keçmək üçün, **Təqvim** ikonuna klikləyin və sonra, təqvimin yuxarısında yerləşən pələndə **Ayı seç > İli Seç > Onilliyi seç** üzərinə klikləyin.

Məsləhət 2: Daxil edilmiş məlumatı yaddaşa salmadan əvvəlki ekrana qayıtmaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 3: Daxil edilmiş məlumatı silmək üçün, **Təmizlə** düyməsini klikləyin.

The screenshot shows the 'Keçiricilərə nəzarət sessiyası' form. It includes fields for 'Sessiyanın Q/N-si', 'Sessiyanın sahədəki Q/N-si', 'Statusu', 'Sessiyanın başlanma tarixinin diapazonu', 'Sessiyanın bitmə tarixi diapazonu', 'Keçiricinin növü', 'Heyvan növü', 'Xəstəlik', 'Region', 'Rayon', 'Yaşayış məntəqəsinin növü', and 'Yaşayış məntəqəsi'. The form also has buttons for 'İmtina', 'Təmizlə', 'Axtar', and 'Gövlə et'. The 'Axtar' button is highlighted with a red circle and the number 3.

3. **Axtar** düyməsini klikləyin. **Axtarış nəticələri** ekrana gəlir.

Keçiricilərə Nəzarət Sessiyasının, Təfərrüatlı Toplama Məlumatlarının, və Qrupşəkilli Toplama Məlumatlarının Redaktə edilməsi

6 səhifədən 2

Məsləhət 4:Axtarış meyarlarını dəyişmək üçün, **Göstər/Gizlət** ikonuna klikləyin, lazımi dəyişiklikləri edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 5:Əlavə məlumatı nəzərdən keçirmək üçün, istədiyiniz sessiyanın yanında **Göstər/Gizlət** ikonuna klikləyin.

4. Lazımi sessiyaya aid **Sessiyanın Q/N-si** düyməsini klikləyin. Sessiyanın bütün bölmələrini göstərən **Keçiricilərə Nəzarət Sessiyası** ekranı açılır.
5. **Sessiya üzrə yekun hesabat** və **Yerləşmə** bölmələrində lazımi dəyişiklikləri edin. **Qeyd:**Sessiya **üzrə yekun hesabat** standart vəziyyətdə yığcamlaşdırılıb; bölməni geniş açmaq üçün **Göstər/Gizlət** ikonuna klikləyin.
6. **Göndər** düyməsini klikləyin.Sessiyanın müvəffəqiyyətlə dəyişilməsini təsdiqləyən pəncərə ekrana gəlir.

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Axtarış meyarları M4

Axtarış nəticələri

| Sessiyanın Q/N-si | Statusu | Başlanma tarixi | Bittmə tarixi | Region | Rayon | Keçirici növü | Xəstəlik |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|-----------|---------------|----------|
| VSS200090 | Prosesdədir | 02.11.2020 | | Guria | Çoxatauri | | |
| VSS200091 | Prosesdədir | 02.11.2020 | | Guria | Çoxatauri | | |
| VSS200092 | Prosesdədir | 02.11.2020 | | Guria | Çoxatauri | | |
| VSS200100 | Prosesdədir | 02.10.2020 | | Kaxeti | Qurjaani | Flea; Tick | |

37 Yazılar tapıldı 50 haqqında yazıların ümumi sayı Səhifə: 1 1 2 3 4 > >>

Çap et İmtina Əlavə et

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat 5

Sessiyanın Q/N-si: VSS200090 Sessiyanın sahədəki Q/N-si: Xəstəlik: Prosesdədir

Keçiricinin növü: Xəstəliklər:

Yerləşmə

Yerin növü: ☒ Dağıq yerləşmə ☐ Nisbi yerləşmə ☐ Xarici ünvan ☐ Milli

Ölkə: Georgia

Region: Guria Rayon: Çoxatauri

Yaşayış məntəqəsinin növü: ALL Yaşayış məntəqəsi: Uzunuq dairəsi: En dairəsi: Yerləşmə: +

Yerin təsviri:

Təfərrüatlı toplanmalar

Əlavə et

Suratını çıxar ↑ Həvzə/Keçiricinin Q/N-si: Həvzə/Keçiricinin sahədəki Q/N-si: Keçiricinin növü: Toplama tarixi: Region: Rayon:

Heç bir nəticə tapılmadı.

Yazılanın sayı: 0 Səhifə: 1 >>

Qrupşəkilli toplanma

Əlavə et

Yazılanın sayı: 0 Səhifə: 1 >>

Çap et İmtina Göndər 6

Keçiricilərə Nəzarət Sessiyasının, Təfərrüatlı Toplama Məlumatlarının, və Qrupşəkilli Toplama Məlumatlarının Redaktə edilməsi

6 səhifədən 3

Təfərrüatlı toplama məlumatlarının redaktə edilməsi

1. Redaktə etmək istədiyiniz təfərrüatlı toplama məlumatlarına aid **Hövzənin/Keçiricinin Q/N-sinin** üzərinə klikləyin. Toplamaya dair bütün bölmələri göstərən **Keçiricilərə Nəzarət Sessiyası** ekranı açılır.

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat

Sessiyanın Q/N-si: Sessiyanın sahədəki Q/N-si: FLD-A52373 Statusu: Prosesdədir

Təfərrüatlı toplamalar

Suratını çıxar: 13 H 1

| Suratını çıxar | Hövza/Keçiricinin Q/N-si | Hövza/Keçiricinin sahədəki Q/N-si | Keçiricinin növü | Toplama tarixi | Region | Rayon |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------|----------|
| 13 | H 1 | | Tick | 10.02.2020 | Kaxeti | Qurjaani |

Yazılan sayı: 1 Səhifə: 1

Qrupşəkilli toplama

Yazılan sayı: 0 Səhifə: 1

Çap et İmtina Göndər Sil

2. Müvafiq bölmədə **Redaktə et** düyməsini klikləyin. Seçilmiş bölmə ekrana gəlir.

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat

Sessiyanın Q/N-si: VSS200095 Sessiyanın sahədəki Q/N-si: FLD-A52373 Statusu: Prosesdədir

Toplamaya dair məlumat 2 H

Hövza/Keçiricinin Q/N-si: VSR200004 Hövza/Keçiricinin sahədəki Q/N-si:

Keçiricinin növü: Tick

Yerin növü: Daqiq yerləşmə Nisbi yerləşmə Xarici ünvan Milli

Region: Kaxeti Rayon: Qurjaani

Yaşayış məntəqəsinin növü: Yaşayış məntəqəsi Vachnadziani

Yazılan sayı: 0 Səhifə: 1

İmtina Göndər Sil

Keçiricilərə dair məlumat

- Toplamaya dair məlumat
- Keçiricilərə dair məlumat
- Keçiricilərə dair konkret məlumat
- Nümunələr
- Səhə testləri
- Laborator testlər
- Baxış

Keçiricilərə Nəzarət Sessiyasının, Təfərrüatlı Toplama Məlumatlarının, və Qrupşəkili Toplama Məlumatlarının Redaktə edilməsi

6 səhifədən 4

3. Lazımi dəyişiklikləri edin.
4. Digər bölmələrə daxil olub dəyişikliklər etmək üçün naviqasiya menyusundan istifadə edin.
5. **Baxış** düyməsini klikləyin. Təfərrüatlı toplamaya dair bütün bölmələri göstərən **Keçiricilərə Nəzarət Sessiyası** ekranı açılır.

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat

Sessiyanın Q/N-si

Sessiyanın sahədəki Q/N-si

Statusu

Toplamaya dair məlumat

Hövzə/Keçiricinin Q/N-si

Hövzə/Keçiricinin sahədəki Q/N-si

Keçiricinin növü

Yerin növü

Region

Yaşayış məntəqəsinin növü

Küçə

Ev

Bina

Monzil

Poçt indeksi

En dairəsi

Uzunluq dairəsi

Hündürlük

Hündürlük (m)

Yaşayış mühiti

GPS avadanlığının növü

Tədqiqat üçün ilkin məlumat

Keçirici-sahib

Toplayan təşkilat

Toplayan işçi

Toplama tarixi

Toplama vaxtı

Toplama metodu

Toplanmış ektoparazitlər

4

5

Toplamaya dair məlumat

Keçiricilərə dair məlumat

Keçiricilərə dair konkret məlumat

Nümunələr

Səhə testləri

Laborator testlər

Baxış

İmtina

Növbəti

Sil

Keçiricilərə Nəzarət Sessiyasının, Təfərrüatlı Toplama Məlumatlarının, və Qrupşəkili Toplama Məlumatlarının Redaktə edilməsi

6 səhifədən 5

6. Dəqiqliyi yoxlamaq üçün dəyişilmiş məlumatları nəzərdən keçirin.
7. **Göndər** düyməsini klikləyin. Təfərrüatlı toplama məlumatlarının müvəffəqiyyətlə dəyişilməsini təsdiqləyən pəncərə ekrana gəlir.

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat

Sessiyanın Q/N-si

VSS200095

Sessiyanın sahədəki Q/N-si

FLD-A52373

Statusu

Prossesdadır

Toplamaya dair məlumat

Hövza/Keçiricinin Q/N-si

VSR200004

Hövza/Keçiricinin sahədəki Q/N-si

Keçiricinin növü

Tick

Yerin növü

Dəqiq yerləşmə

Nisbi yerləşmə

Xarici unvan

Milli

Region

Kaxeti

Rayon

Qurjaani

Yaşayış məntəqəsinin növü

ALL

Yaşayış məntəqəsi

Vachnadziani

Küçə

Ev

Bina

Mənzil

Poçt indeksi

En dairəsi

Uzunluq dairəsi

Hündürlük

Hündürlük (m)

5284

Yaşayış mühiti

Səhra

Nümunələr

| Laborator nümunənin Q/N-si | Nümunənin sahədəki Q/N-si | Nümunənin növü | Toplama tarixi | Toplayan işçi | Hara göndərilib | Qeyd | Qəbul edilmə tarixi | Qəbul zamanı nümunənin vəziyyəti |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |

Səhə testləri

| Nümunənin sahədəki Q/N-si | Testin adı | Testin kateqoriyası | Testi aparan müəssisə | Testin nəticəsi | Nəticənin tarixi | Xəstəlik |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| FLD-A52373 | Lymphocytic Choriomeningitis | Laborator müayinəsi/Test | Akhmeta Rayon Veterinary Office | Indeterminate | 10.02.2020 00:00:00 | Yellow fever |

Yazılarn sayı: 1

Səhifə: 1

Laborator testlər

| Laborator nümunənin Q/N-si | Nümunənin sahədəki Q/N-si | Heyvan növü | Test | Testin nəticəsi | Nəticənin tarixi | Xəstəlik | Nümunənin növü | Sahədə toplama tarixi | Testin kateqoriyası | Testi aparan müəssisə |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------|-----------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |

Heç bir nəticə tapılmadı.

Yazılarn sayı: 0

Səhifə: 1

Keçiricilərə Nəzarət Sessiyasının, Təfərrüatlı Toplama Məlumatlarının, və Qrupşəkilli Toplama Məlumatlarının Redaktə edilməsi

6 səhifədən 6

Qrupşəkilli toplama məlumatlarının redaktə edilməsi

1. Redaktə etmək istədiyiniz qrupşəkilli toplama məlumatlarına aid **Yazının Q/N-sinin** üzərinə klikləyin. Toplama bölməsinə göstərən **Keçiricilərə Nəzarət Sessiyası** ekranı açılır.

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat

Sessiyanın Q/N-si: VSS190064 Sessiyanın sahədəki Q/N-si: VS-1-71 Status: Prosesdədir

Keçiricinin növü: Flea, Fox, Hare, Mosquito, Rodent, Tick, Wolf, Dog Xəstəliklər: African Swine Fever, Malaria, Plague, Tularemia, Rat

Yerləşmə

2. Lazımi dəyişiklikləri edin.
3. **Göndər** düyməsini klikləyin. Qrupşəkilli toplama məlumatlarının müvəffəqiyyətlə dəyişilməsini təsdiqləyən pəncərə ekrana gəlir.

Qrupşəkilli toplama

Olavo et

| Yazının Q/N-si | Keçiricinin növü | Xəstəlik | Toplama tarixi | Pozitiv hövzələr/keçiricilərin sayı |
|----------------|------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| 0 | Wolf | Malaria, Plague, Rabies | 20.02.2020 | |
| 1 | Tick | African Swine Fever, Distemper, Plague, Test 717 | 01.07.2019 | 12 |
| 23 | Flea | Tularemia | 01.01.1900 | 0 |

Yazılarnın sayı: 9 Səhifə: 1

Çap et İmtina Göndər Sil

Keçiricilərə nəzarət sessiyası

Sessiya üzrə yekun hesabat

Sessiyanın Q/N-si: VSS190064 Sessiyanın sahədəki Q/N-si: VS-1-71 Status: Prosesdədir

Cəmləşdirilmiş məlumat

Yazının Q/N-si: VSS190064

Toplama tarixi: 01.01.1900 Keçiricinin növü: Flea

Heyvan növü: Amphiposylla georgica Cinsi: Dişi Toplanan hövzələr/keçiricilərin sayı: 0

Yerin növü: ☒ Doğiq yerləşmə ☐ Nisbi yerləşmə ☐ Xarici ünvan

Region: Guria Rayon: Langskuti

Yaşayış məntəqəsinin növü: ALL Yaşayış məntəqəsi: En dairəsi: Uzunluq dairəsi:

Yerin təsviri:

Xəstəlik siyahısı

Xəstəlik: Tularemia Pozitiv hövzələr/keçiricilərin sayı: 1

Olavo et

Diagnoz: Tularemia Sayı: 1

Yazılarnın sayı: 1 Səhifə: 1

İmtina Göndər