


## Test - Test Nəticələri Matriksinin Konfiqurasiya edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, verilənlər bazasında testin adına əsasən müəyyən edilmiş test nəticələri siyahılarını idarə edə bilər. Bu qısa bələdçi, Test - Test nəticələri matriksini konfiqurasiya etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarəetmə lövhəsində**, aşağı açılan **KONFIGURASIYALAR** menyusundan **TEST - TEST NƏTİCƏLƏRİ MATRİKSİ**-ni seçin. **Test - Test nəticələri matriksi** ekranı açılır.



2. İstədiyiniz test nəticəsinin növünə aid radio düyməsini seçin.
3. Aşağı açılan menyudan **Testin adı**-ni seçin. Mövcud olan bütün **Test nəticələri** cədvəldə çıxır.



**Məsləhət 1:**Yeni seçim əlavə etmək üçün, **Əlavə et** ikonuna klikləyin, açılan pəncərəni doldurun və **Göndər** düyməsini klikləyin.

**Məsləhət 2:**Sətiri silmək üçün, müvafiq **Sil** ikonuna klikləyin və açılan dialog qutusunda **Bəli** düyməsini klikləyin.

4. **Əlavə et** düyməsini klikləyin.**Test - Test nəticələri matriksi** pəncərəsi açılır.

## Test - Test Nəticələri Matriksinin Konfigurasiya edilməsi

2 səhifədən 2

5. Aşağı açılan menyudan **Testin nəticəsi**-ni seçin.

**Məsləhət 3: Test nəticəsinin** xəstəliyin aşkar edilməsini göstərdiyini qeyd etmək üçün, **Səciyyəvi** qutusuunu işarələyin; **Səciyyəvi** qutu çoxsaylı **Test nəticələri** üçün işarələyə bilər.

**Məsləhət 4:**Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

6. **Göndər** düyməsini klikləyin.Matriksin müvəffəqiyyətlə konfigurasiya edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərəsi ekrana gəlir.

Test - Testin nəticəsi matriksi

Test - Testin nəticəsi matriksini yaratmaq üçün, zəhmət olmasa formanı doldurun.

**Testin nəticəsi**

Positive

☒ Təsdiq edən

Göndər İmtina