

ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის კონფიგურაცია




5 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე EIDSS ის მომხმარებელს შეუძლია მოწაყვმთა ბაზაში მართოს დიაგნოსტიკური გამოკვლევების ჩამონათვალი რომლებიც გამოიყენება დიაგნოზებისათვის. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს შემდგომი დავალებების შესასრულებლად:

- ახალი ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის ვერსიის შექმნა
- არსებული ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის ვერსიის რედაქტირება

ახალის მატრიცის ვერსიის შექმნა

1. EIDSS ის პანელიდან აირჩიეთ ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცა კონფიგურაციების ჩამოსაშლელი მენიუდან. ვეტ დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცა ეკრანზე გამოჩნდება
2. თუკი ახალ მატრიცას წინა ვერსიისგან ქმნით, აირჩიეთ სასურველი ვერსია ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელი მენიუდან. შენიშვნა: შეგიძლიათ აირჩიოთ ან აქტიური ან არააქტიური ვერსია. თითო ჯერზე შესაძლებელია რომ მხოლოდ ერთი ვერსია იყოს აქტიური. შენიშვნა: თუკი არ არსებობს წინა მატრიცის ვერსიები, გადადით საფეხურზე 6.
3. დააწკაპუნეთ ახალი მატრიცის ვერსია ზე. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.
4. დააწკაპუნეთ დიახ. გამოჩნდება ფანჯარა.
5. დააწკაპუნეთ OK ზე. ეკრანი განახლდება და გამოსახავს სასურველი ვერსიის ასლს.



ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის კონფიგურაცია 5 ის გვ. 2

6. შეიყვანეთ ვერსიის დასახელება.
7. შეიყვანეთ აქტივაციის თარიღი.

რჩევა 1: სასურველი თარიღის ნავიგაციისათვის დააწკაპუნეთ სიმბოლოზე კალენდარი შემდეგ კი კალენდრის ზემოთ არსებულ ბარებზე აირჩიეთ თვე > აირჩიეთ წელი > აირჩიეთ ათწლეული

8. დააწკაპუნეთ დამატება. ახალი რიგი გამოჩნდება.
9. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ გამოკვლევის ტიპი.
10. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ სახეობები.
11. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ დაავადება. მოხდება ICD-10 კოდის ავტო-განსახლება. შენიშვნა: დამატებითი რიგების დასამატებლად გაიმეორეთ საფეხურები 8-10.

რჩევა 2: ჩამოსაშლელ მენიუში ახალი ოპციის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ დამატება სიმბოლოზე, შეავსეთ ფანჯარა რომელიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ შენახვა.


რჩევა 3: იმისათვის რომ ბადეში შეცვალოთ რიგების თანმიმდევრობის დისპლეი, მონიშნეთ სასურველი რიგი და გადაიტანეთ შესაბამის ადგილას.

რჩევა 4: შეყვანილი ინფორმაციის წასაშლელად დააწკაპუნეთ გაუქმება.

12. დააწკაპუნეთ შენახვა. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.

ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის კონფიგურაცია 5 ის გვ. 3

13. დააწკაპუნეთ **დიახ**.გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ჩანაწერის წარმატებით შენახვას.




Confirmation

Do you want to save changes?

13

Yes No

14. დააწკაპუნეთ **OK** ზე.




The record is saved successfully.

OK

14

15. დააწკაპუნეთ **მატრიცის ვერსიის აქტივაცია** ზე.გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.



Matrix Version

Version Name: Vet Diagnostic Matrix Training Activation Date: 9/4/2019 Select Versions: Vet Diagnostic Matrix 2019 Copy

Activate Matrix Version New Matrix Version Delete Matrix Version

Vet Diagnostic Investigation Matrix

Show 10 entries

Order	Investigation Type	Species	Disease	OIE Code
1	Tuberculinisation +	Cattle +	+ B105	
2	Tuberculinisation +	Goat +	+ B105	
3	Tuberculinisation +	Sheep +	+ B105	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

Add Delete Matrix Record Save OK Cancel

15

ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის კონფიგურაცია 5 ის გვ. 4

არსებული მატრიცის ვერსიის რედაქტირება

- ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ ვერსია, რომლის რედაქტირებაც გსურთ. ვერსია გამოჩნდება ბადეში.
შენიშვნა: ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელ მენიუში, აქტივირებულ ვერსიას აქვს წითელი ნიშნული, არააქტიურ ვერსიას მწვანე, ხოლო ვერსიებს რომლებიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული საერთოდ არა აქვს ნიშნული.

რჩევა 1: იმისათვის რომ გააქტიუროთ ვერსია, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, აირჩიეთ იგი ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელი მენიუდან და დააწკაპუნეთ მატრიცის ვერსიის აქტივაციაზე.

რჩევა 2: იმისათვის რომ წაშალოთ არააქტიური ვერსია ან ის ვერსია რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, აირჩიეთ იგი ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელი მენიუდან, დააწკაპუნეთ მატრიცის ვერსიის წაშლა ზე და დააწკაპუნეთ დიახ დიალოგურ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

Matrix Version

Version Name: Vet Diagnostic Matrix 2019 Copy
 Activation Date: 02/26/2020
 Select Versions: Vet Diagnostic Matrix 2019 Copy

Buttons: Activate Matrix Version, New Matrix Version, Delete Matrix Version

Vet Diagnostic Investigation Matrix

Order	Investigation Type	Species	Disease	OIE Code
1	Tuberculinisation	Cattle		B105
2	Tuberculinisation	Goat		B105
3	Tuberculinisation	Sheep		B105
4	Allergic Reaction	Mule	Anthrax	B051

Showing 1 to 4 of 4 entries

Buttons: Add, Delete Matrix Record, Save, Ok, Cancel

ვეტერინარული დიაგნოსტიკური გამოკვლევის მატრიცის კონფიგურაცია 5 ის გვ. 5

- საჭიროებისამებრ შეასწორეთ ვერსიის დასახელება და აქტივაციის თარიღი. შენიშვნა: ბადის რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ვერსიებისათვის რომლებიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული.

რჩევა 3: იმისათვის რომ დაამატოთ რიგი იმ ვერსიას, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, დააწკაპუნეთ დამატება ზე, შეავსეთ ველები რომლებიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ შენახვა ზე.

რჩევა 4: იმისათვის რომ წაშალოთ იმ ვერსიის რიგი, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, მონიშნეთ იგი ბადეში, დააწკაპუნეთ მატრიცის ჩანაწერის წაშლა ზე და დააწკაპუნეთ დიახ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

- დააწკაპუნეთ შენახვა. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.
- დააწკაპუნეთ დიახ. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.

Matrix Version

Version Name: Vet Diagnostic Matrix 2019 Training | Activation Date: 2/12/2020 | Select Versions: Vet Diagnostic Matrix 2019 Copy

Buttons: Activate Matrix Version, New Matrix Version, Delete Matrix Version

Vet Diagnostic Investigation Matrix

Show 10 entries

Order	Investigation Type	Species	Disease	OIE Code
1	Tuberculinisation	Cattle		B105
2	Tuberculinisation	Goat		B105
3	Tuberculinisation	Sheep		B105
4	Allergic Reaction	Mule	Anthrax	B051

Buttons: Add, Delete Matrix Record, Save, OK, Cancel

Navigation: Previous, 1, Next

Confirmation

Do you want to save changes?

Buttons: Yes, No