


Nümunə üzrə Yazının Silinməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, yazıları verilənlər bazasından silə bilər. Bu qısa bələdçi, nümunə üzrə yazını silmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.




2. Silmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə görüldüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.



3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələri**ni göstərir.

Məsləhət:Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.




4. Lazımi nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:**Yalnız **Testin adı** göstərilməyən qeydə alınmış nümunələr silinə bilər.
5. **Nümunələr menyusunu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusunu** ekrana gəlir.

Nümunə üzrə Yazının Silinməsi


2 səhifədən 2

6. **Laborator yazının silinməsi > Nümunəni Sil** üzərinə klikləyin. **Nümunəni sil** pəncərəsi açılır.



7. **Silinmə üçün səbəb**-i daxil edin.

8. **Sil** düyməsini klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir.



9. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Silinmə işarəsinin müvəffəqiyyətlə yerləşdirilməsini təsdiqləyən pop up pəncərəsi ekrana gəlir.

