


საყინულის წაშლა


2 ის გვ. 1

დზეის შესაბამისი ნებართვის მქონე მომხმარებელს შეუძლია ნიმუშების საცავის ამოშლა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს საყინულის წასაშლელად.

1. **დზეის პანელიდან** აირჩიეთ **საყინულე, ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **საყინულის ჩამონათვალის** ეკრანი გამოჩნდება. **შენიშვნა:** შესაძლებელი არ არის იმ საყინულის წაშლა, რომელიც მოიცავს ნიმუშებს. **შენიშვნა:** ვიდრე საყინულეს წაშლიდეთ, უნდა ამოშალოთ ყველა ქვედანაყოფი (**თარო, სტელაჟი ან ყუთი**) **შენიშვნა:** საყინულის წაშლის შემდეგ მისი გამოყენება ან აღდგენა შესაძლებელი არ არის.



2. შეიყვანეთ იმ საყინულის ძეგლის პარამეტრი, რომლის წაშლაც გსურთ. **შენიშვნა:** თუკი სასურველი საყინულე გამოჩნდება **საყინულის ჩამონათვალში**, მისი მოძებნა აღარ იქნება საჭირო.



3. დააწკაპუნეთ ძეგლის სიმბოლოზე. **საყინულის ჩამონათვალი** განახლდება და გამოსახავს ძეგლის შედეგებს.

საყინულის წაშლა

2 ის გვ. 2

რჩევა 1: თუკი სასურველი საყინულე არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.

რჩევა 2: იმისათვის, რომ წაშალოთ საყინულის დონე (თარო, სტელაჟი ან ყუთი), საყინულის დეტალების სექციაში დააწკაპუნეთ სასურველ დონეზე, შემდეგ კი წაშლაზე; ვიდრე დონეს წაშლიდეთ, უნდა ამოიშალოს მასთან ასოცირებული ყველა ნიმუში.

რჩევა 3: შეყვანილი ინფორმაციის შენახვის გარეშე წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

4. დააწკაპუნეთ წაშლა სიმბოლოზე, რომელიც შეესაბამება სასურველ საყინულეს. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.
5. დააწკაპუნეთ დიახ. საყინულე წაშლილია მონაცემთა ბაზიდან და აღარ არის საყინულის ჩამონათვალში.