


დაავადება-ლაბ ტესტის მატრიცის კონფიგურაცია

1 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე EIDSS ის მომხმარებელს შეუძლია ლაბორატორიული ტესტების მართვა მონაცემთა ბაზაში. სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს დაავადება-ლაბ ტესტის მატრიცის კონფიგურაციისათვის.

- EIDSS პანელიდან აირჩიეთ დაავადება-ლაბ ტესტის მატრიცა კონფიგურაციების ჩამოსაშლელი მენიუდან. დაავადება-ლაბ ტესტის მატრიცის ეკრანი გამოჩნდება და გამოსახავს არსებულ ლაბ ტესტებს.**



რჩევა 1:რიგის წასაშლელად დააწკაპუნეთ შესაბამის წაშლა სიმბოლოზე და დააწკაპუნეთ დიახ დიალოგურ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

- დააწკაპუნეთ დამატება. დაავადება-ლაბ ტესტის მატრიცის ფანჯარა გამოჩნდება.**



- შეავსეთ დაავადება-ლაბ ტესტის მატრიცის ფანჯარა. შენიშვნა:**წითელი ვარსკვლავით მონიშნული ველები არის სავალდებულო.

რჩევა 2:ახალი ოპციის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ დამატება სიმბოლოზე, შეავსეთ ფანჯარა რომელიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ გადაცემა.

რჩევა 3:იმისათვის რომ წაშალოთ შეყვანილი ინფორმაცია და დახუროთ ფანჯარა დააწკაპუნეთ გაუქმება.

- დააწკაპუნეთ გადაცემა.გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.**

