

პარტიის რედაქტირება

3 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დოქტორის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში პარტიების შესწორება. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს პარტიის რედაქტირებისათვის.

1. დოქტორის პანელიდან აირჩიეთ პარტია, ლაბორატორიის ჩამოსაშლელი მენიუდან. ლაბორატორიის ეკრანი გამოჩნდება პარტიის ღია ჩანართით. შენიშვნა: პარტიის ჩანართი გამოისახება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი პარტია შექმნილია.

The screenshot shows the EIDSS Laboratory Module interface. At the top, there is a navigation bar with various tabs. The 'Party' (პარტია) dropdown menu is open, showing options like 'Party' (პარტია), 'Party Details' (პარტიის დეტალები), 'Party List' (პარტიის სია), and 'Party Search' (პარტიის ძიება). A red circle with the number '1' highlights the 'Party Details' option. Below the dropdown, the 'Party Details' table is visible, showing columns for 'Party ID', 'Party Name', 'Party Address', 'Party Phone', and 'Party Email'. The table contains several rows of data, including 'Test', 'Test again', 'Test', 'December', 'Test Fourth', 'Test', 'Kate', 'New', and 'Michael'.

საქმი	გვარი	მისამართი	ორგანიზაციის მისამართი	ორგანიზაციის მისამართი	მისამართი
Test	0322025		Kabest Region Veterinary Office	Kabest Region Veterinary Office	ადმინისტრაციული
Test	031320		BAH	BAH	კლინიკური
test again	031320		BAH	BAH	კლინიკური
Test	1219-2		MLHSA	MLHSA	ადმინისტრაციული
December	2019	Thad	MLHSA	MLHSA	ადმინისტრაციული
Test Fourth	2020		Kuwait MHC	Kuwait MHC	კლინიკური
Test	Again	Me	Kuwait Region Veterinary Office	Kuwait Region Veterinary Office	კლინიკური
Kate	Braille	N.A.	Ajman Livestock Farm	Ajman Livestock Farm	კლინიკური
New	Delete Test	N.A.	MLHSA	MLHSA	ადმინისტრაციული
Michael	Douglas	N.A.	Telab Central Hospital	Telab Central Hospital	კლინიკური

პარტიის რედაქტირება

3 ის გვ. 2

- დააწკაპუნეთ პარტიის ID ზე, რომელიც შეესაბამება იმ პარტიას, რომლის რედაქტირებაც გსურთ. პარტიის შედეგების/დეტალების ფანჯარა გამოჩნდება.


რჩევა 1: იმისათვის, რომ გაადიდოთ ან ჩახუროთ პარტიის ეკრანი, დააწკაპუნეთ შესაბამის ჩვენება/დამალვა სიმბოლოზე.

რჩევა 2: ნიმუშის ტესტირების ჩანართში დასაბრუნებლად მონიშნეთ სასურველი ნიმუშის ბოქსი და დააწკაპუნეთ ნიმუშის ამოშლაზე.

რჩევა 3: იმისათვის, რომ ტესტის შედეგი გამოიყენოთ მრავლობითი ნიმუშისათვის, მონიშნეთ სასურველი პარტიის ბოქსი, დააწკაპუნეთ ჯგუფის შედეგის დამატებაზე და აირჩიეთ შესაბამისი შედეგი იმ ფანჯარაზე, რომელიც გამოჩნდება.

რჩევა 4: იმისათვის, რომ დახუროთ პარტია, მონიშნეთ სასურველი პარტიის ბოქსი, დაადასტუროთ შედეგები და დეტალები და დააწკაპუნეთ პარტიის დახურვაზე.

რჩევა 5: პარტიაზე ნიმუშის დასამატებლად, მონიშნეთ სასურველი პარტიის ბოქსი, ნიმუშის ძეგნის პარამეტრი შეიყვანეთ პარტიაზე ნიმუშის დამატების ტექსტის ბოქსში, დააწკაპუნეთ ძეგნაზე და შეარჩიეთ სასურველი ნიმუში პარტიაზე ნიმუშის დამატებიდან: შეარჩიეთ ნიმუშები ფანჯარაზე, რომელიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ დამატებაზე.



პარტიის რედაქტირება

3 ის გვ. 3

- შეიტანეთ საჭირო შესწორებები.
შენიშვნა: ტესტის შედეგის შეცვლის შემდეგ, ფანჯარა განახლდება და შედეგის თარიღის ველში გამოსახება მიმდინარე თარიღი.

რჩევა 6: იმისათვის რომ დახუროთ ფანჯარა შეყვანილი ინფორმაციის შენახვის გარეშე, დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

პარტიის შედეგები/დეტალური ინფორმაცია

პარტიის ID: BTB200003

ტესტის დასახელება: პემატოლოგიური გამოკვლევა

ტესტის შედეგი: უარყოფითი

ტესტირებულია მიერ: Don Ricles

ტესტის დაწყების თარიღი: 17.03.2020

შედეგის თარიღი: 17.03.2020

ხარისხის კონტროლის მნიშვნელობები

Notes

6 გაუქმება 4 შენახვა 3

- დააწკაპუნეთ შენახვაზე. პარტია მოდიფიცირებულია მონაცემთა ბაზაში.