

Əməliyyatın Təsdiq edilməsi

1 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, test nəticələrini dəyişdirə və təsdiqləyə bilər, və nümunənin məhv edilməsinə və ya yazının silinməsinə icazə verə bilər. Bu qısa bələdçi, əməliyyatın təsdiq edilməsi üçün addımları təqdim edir.

1. YXEMS idarə lövhəsində, müvafiq əməliyyata aid **Baxış** düyməsini klikləyin. **TƏSDİQLƏR** tab-vərəqəsi açıq olan **Laboratoriya** ekranı açılır və seçilmiş **Tələb olunan tədbir** ilə nümunələr avtomatik seçilir və cədvəlin yuxarısında yerləşir.
2. Təsdiq üçün seçilmiş nümunələri nəzərdən keçirin. **Qeyd:** Təsdiq etmək istəmədiyiniz nümunələrin seçimini ləğv etmək üçün və ya əlavə nümunələri seçmək üçün, müvafiq seçim qutularından istifadə edin.
3. **Təsdiq et** üzərinə klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, seçilmiş yazılar qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir.
4. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Əməliyyatın müvəffəqiyyətlə təsdiqlənməsini göstərən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

Məsləhət: Seçilmiş nümunə üzrə **Tələb olunan tədbir-i** inkar etmək üçün, **inkar et** üzərinə klikləyin.

