

TESTLƏR Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, tab-vərəqələri və menyuları; düymələri, linkləri və ikonları; sütunları; və digər interfeys komponentlərindən istifadə edərək Laborator modulu ilə işləyə bilər. Bu qısa bələdçi, TESTLƏR tab-vərəqəsinin istifadəsi üzrə məlumatları təqdim edir.

Laboratoriya tab-vərəqələri və menyu

interfeysin (ekranın) yuxarısında yerləşən tab-vərəqələr Laborator modulun asan istifadəsini təmin edir. Tez-tez istifadə olunan funksiyalara cəld müraciət üçün, həmçinin yan menyu mövcuddur.

Xəstəlik	Testin adı	Testin statusu	Testin başlanma tarixi	Nümunənin statusu	Testin nəticəsi
Brucellosis - Ovis	Acetic agar	Təsdiqlənmiş	10.03.2020	Ötürülmüş	Growth pos
Brucellosis - Ovis	Brucella C-ELISA	In progress	12.03.2020	Ötürülmüş	Positive
Brucellosis - Ovis	Agglutination Test	In progress	20.03.2020	Ötürülmüş	
Brucellosis - Ovis	Brucella C-ELISA	Dayışdırılmış	09.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Coagulation
Acaraposis of honey bees	Microscopy	Dayışdırılmış	10.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Contamination
Foot and mouth disease	FMD Penside test	Preliminary	11.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Positive
Avian leukosis	Hematological research	In progress	12.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	
African Swine Fever	Adonite fermentation	Təsdiqlənmiş		Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	

- NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsi - nümunənin və ya bir qrup nümunələrin qeydə alınmasını və nümunə üçün testin təyin edilməsini təmin edir
- TESTLƏR** tab-vərəqəsi - nümunə üçün testin təyin edilməsini və təyin edilmiş test nəticələrinin daxil edilməsini təmin edir
- ÖTÜRÜLDÜ** tab-vərəqəsi - qeydə alınmış nümunələrin ötürülməsini təmin edir
- SEÇDİKLƏRİM** tab-vərəqəsi - istifadəçinin SEÇDİKLƏRİM tab-vərəqəsində asan müraciət üçün seçilmiş nümunənin yerləşdirilməsini təmin edir
- QRUPŞƏKİLLİ TESTLƏR** tab-vərəqəsi - qrupşəkilli test nəticələrinin bütün nümunələrə bir dəstədə əlavə edilməsini təmin edir
- TƏSDİQLƏR** tab-vərəqəsi - test yoxlanılmasının, test düzəlişinin, nümunənin məhv edilməsinin və ya yazının silinməsinin təsdiqlənməsini təmin edir
- Nümunələr** menyusu - müxtəlif laborator funksiyalara asan müraciət üçün linkləri təqdim edir

TESTLƏR Tab-vərəqəsinin istifadəsi

3 səhifədən 2

Düymələr, Linklər və ikonlar

TESTLƏR tab-vərəqəsi daxilində yerləşən düymələr, linklər və ikonlar nümunəyə aid müxtəlif funksiyalarda yardım edir.

TESTLƏR tab-vərəqəsi, müvafiq icazələri olan istifadəçilərə Qrupşəkilli TESTLƏR tab-vərəqəsinə müraciət imkanını təmin edir.

Laboratoriya

8 9 10 11 12 13 14

Qrupşəkilli test Testi təyin edin

15

	Hesabat/Sessiyanın Q/N-si	Xəstə/Fermanın sahibi	Laborator nümunənin Q/N-si	Nümunənin növü	Xəstəlik	Testin adı	Testin statusu	Testin başlanma tarixi	Nümunənin statusu	Testin nəticəsi
16	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Acetic agar	Təsdiqlənmiş	10.03.2020	Ötürülmüş	Growth pos
17	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Brucella C-ELISA	In progress	12.03.2020	Ötürülmüş	Positive
18	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Agglutination Test	In progress	20.03.2020	Ötürülmüş	
	VET200180	Cliff Daniel	SAD008200291	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Brucella C-ELISA	Dəyişdirilmiş	09.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Coagulation
	VET200087		SAD008200295	Aspirate - Tracheal	Acaraposis of honey bees	Microscopy	Dəyişdirilmiş	10.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Contamination
	VET0000190017	Jobs Steven	SAD008200302	Blood	Foot and mouth disease	FMD Penside test	Preliminary	11.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Positive
	VET200151	Panno Teodoro	SAD008200313	Bone marrow	Avian leukosis	Hematological research	In progress	12.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	
	HUM200222		SAD008200341	Aspirate - Tracheal	African Swine Fever	Adonite fermentation	Təsdiqlənmiş		Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	

Səhifə: 1

20

- Nümunələr menyusu** ikonu - Nümunələr menyusunun göstərilməsini təmin edir
- Qrupşəkilli testlər** düyməsi - qrupşəkilli testlərin yaradılmasına imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
- Testi təyin edin** düyməsi - nümunə üçün testin təyin edilməsinə imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
- Axtar** düyməsi - YXEMS məlumat bazasında laboratoriyaya aid məlumatın axtarışını təmin edir
- Ətraflı axtarış** linki - nümunəyə dair təfərrüatları filtdən keçirməyə imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
- Yaddaşa sal** düyməsi - laborator məlumatlar üzrə dəyişikliklərin yaddaşa salınmasına imkan verir
- Cədvəl** ikonu - cədvəlin sütunlarının kastomizasiyasına imkan verən Sütun Görüntüsünün Kökləmələri pəncərəsinə müraciəti təmin edir

- Cədvəl** - «Prosesdədir» test statusu və Test nəticəsi yoxdur və ya «İlkin» yaxud «Son» Test statusu və Test nəticəsi ilə olan bütün nümunələri göstərir
- Seçim** qutusu - bir və ya bir neçə nümunələrin seçilməsinə imkan verir
- Redaktə et** ikonu - nümunə/test üzrə təfərrüatlara dəyişikliklərin edilməsinə imkan verən pəncərəyə müraciəti təmin edir
- Ulduz** ikonu - klikləyəndə ekranda göy rəngdə görünür və nümunəni istifadəçinin SEÇDİKLƏRİM qovluğuna əlavə edir.
- Nümunənin statusu üzrə qeyd** ikonu - Nümunənin statusu «Pis vəziyyətdə qəbul olunub» və ya «Rədd edildi» kimi olduğu halda məcburi sahəyə çevrilir (ən azı altı simvol tələb edən)
- Sürüşdürmə zolağı** - tab-vərəqələrinin üfüqi sürüşdürülməsini təmin edir

TESTLƏR Tab-vərəqəsinin İstifadəsi

3 səhifədən 3

Sütunlar

TESTLƏR tab-vərəqəsi daxilində hər bir sütun, istifadəçilərə nümunənin cari statusunu müəyyən etmək üçün nümunəyə dair məlumatları göstərir.

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Hesabat/Sessiyanın Q/N-si	Xəstə/Fermanın sahibi	Laborator nümunənin Q/N-si	Nümunənin növü	Xəstəlik	Testin adı	Testin statusu	Testin başlanma tarixi	Nümunənin statusu	Testin nəticəsi	Nəticənin tarixi	Testin kateqoriyası	Qəbul edilmə tarixi/vaxtı	Laboratoriya (şöbə)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Acetic agar	Təsdiqlənmiş	10.03.2020	Ötürülmüş	Growth pos	10.03.2020	Təsdiqedici	09.03.2020 08:22:00	
<input type="checkbox"/>	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Brucella C-ELISA	In progress	12.03.2020	Ötürülmüş	Positive	12.03.2020	Confirmatory	09.03.2020 08:22:00	
<input type="checkbox"/>	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Agglutination Test	In progress	20.03.2020	Ötürülmüş			Confirmatory	09.03.2020 08:22:00	
<input type="checkbox"/>	VET200180	Cliff Daniel	SAD008200291	Aborted fetus	Brucellosis - Ovis	Brucella C-ELISA	Dəyişdirilmiş	09.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Coagulation	09.03.2020	Təsdiqedici	09.03.2020 10:10:25	Test 0102
<input type="checkbox"/>	VET200087		SAD008200295	Aspirate - Tracheal	Acarapiosis of honey bees	Microscopy	Dəyişdirilmiş	10.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Contamination	10.03.2020	Təsdiqedici	10.03.2020 14:36:16	Test 0102
<input type="checkbox"/>	VET0000190017	Jobs Steven	SAD008200302	Blood	Foot and mouth disease	FMD Penside test	Preliminary	11.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub	Positive	12.03.2020	Presumptive	11.03.2020 09:39:00	Test 0102
<input type="checkbox"/>	VET200151	Panno Teodoro	SAD008200313	Bone marrow	Avian leukosis	Hematological research	In progress	12.03.2020	Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub			Procedural	12.03.2020 17:35:19	
<input type="checkbox"/>	HUM2000222		SAD008200341	Aspirate - Tracheal	African Swine Fever	Adonite fermentation	Təsdiqlənmiş		Yaxşı vəziyyətdə qəbul olunub				19.03.2020 09:09:23	

- Hesabatın/Sessiyanın Q/N-si** - baytarlıq və ya insan xəstəliyi üzrə hesabatda (Hesabatın Q/N-si) və ya fəal müşahidə və ya keçiricilərə nəzarət sessiyasında (Sessiyanın Q/N-si) daxil edilmiş hər hansı nümunə üçün avtomatik olaraq doldurulur
- Xəstə/Fermanın sahibi** - xəstənin (insandan götürülmüş nümunə üçün) və ferma sahibinin (heyvandan götürülmüş nümunə üçün) Adı və Soyadı ilə avtomatik olaraq doldurulur
- Laborator nümunənin Q/N-si** - nümunə qeydə alındığı zaman təyin olunmuş Q/N-si ilə avtomatik olaraq doldurulur
- Nümunənin növü** - əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- Xəstəlik** - əlaqəli xəstəlik hesabatından/müşahidə sessiyasından avtomatik olaraq doldurulur
- Testin adı** - Testi təyin et pəncərəsində aşağı açılan menyudan seçilir
- Testin statusu** - Testin nəticəsinin daxil edilib-edilməməsindən asılı olaraq avtomatik olaraq doldurulur
- Testin başlanma tarixi** - nümunəyə testin təyin edilməsi və TESTLƏR tab-vərəqəsinə köçürülməsi tarixi ilə avtomatik olaraq doldurulur
- Nümunənin statusu** - nümunə qeydə alındığı zaman seçilmiş status ilə avtomatik olaraq doldurulur
- Testin nəticəsi** - Testi təyin et pəncərəsində aşağı açılan menyudan seçilir və ya cədvəldə redaktə edilir
- Nəticənin tarixi** - Testin nəticəsi daxil edildiyi tarix ilə avtomatik olaraq doldurulur
- Testin kateqoriyası** - seçilmiş test adına əsasən avtomatik olaraq doldurulur
- Qəbul edilmə tarixi/vaxtı** - testin qəbul edildiyi tarix və vaxt ilə avtomatik olaraq doldurulur
- Laboratoriya (şöbə)** - NÜMUNƏLƏR tab-vərəqəsində seçilmiş laboratoriya (şöbə) ilə avtomatik olaraq doldurulur