

# ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის კონფიგურაცია




5 ის გვ. 1

სათანადო ნებართვის მქონე EIDSS ის მომხმარებელს შეუძლია განსაზღვროს ცხოველების სახეობები რომლებიც მგრძნობიარე არიან იმ დაავადებების მიმართ რომლებიც მონაცემთა ბაზაში ანგარიშგებულა როგორც აგრეგირებული. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს შემდგომი დავალებების შესასრულებლად:

- ახალი ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის ვერსიის შექმნა
- არსებული ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის ვერსიის რედაქტირება

## ახალის მატრიცის ვერსიის შექმნა

1. **EIDSS ის პანელიდან** აირჩიეთ **ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცა კონფიგურაციების** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ვეტერინარული აგრეგირებული ანგარიშის მატრიცა** ეკრანზე გამოჩნდება.
2. თუკი ახალ მატრიცას წინა ვერსიისგან ქმნით, აირჩიეთ **სასურველი ვერსია ვერსიის შერჩევის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **შენიშვნა:** შეგიძლიათ აირჩიოთ ან აქტიური ან არააქტიური ვერსია. თითო ჯერზე შესაძლებელია რომ მხოლოდ ერთი ვერსია იყოს აქტიური. **შენიშვნა:** თუკი არ არსებობს წინა მატრიცის ვერსიები, გადადით საფეხურზე 6.
3. დააწკაპუნეთ **ახალი მატრიცის ვერსია** ზე. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.
4. დააწკაპუნეთ **დიახ**.გამოჩნდება ფანჯარა.
5. დააწკაპუნეთ **OK** ზე.ეკრანი განახლდება და გამოსახავს სასურველი ვერსიის ასლს.



## ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის კონფიგურაცია

5 ის გვ. 2

6. შეიყვანეთ ვერსიის დასახელება.

7. შეიყვანეთ აქტივაციის თარიღი.

**რჩევა 1:**სასურველი თარიღის ნავიგაციისათვის დააწკაპუნეთ სიმბოლოზე კალენდარი შემდეგ კი კალენდრის ზემოთ არსებულ ბარებზე აირჩიეთ თვე > აირჩიეთ წელი > აირჩიეთ ათწლეული

8. დააწკაპუნეთ დამატება. ახალი რიგი გამოჩნდება.

9. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ დიაგნოზი. მოხდება ICD-10 კოდის ავტო-განსახლება.

10. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ სახეობები. შენიშვნა: დამატებითი რიგების დასამატებლად გაიმეორეთ საფეხურები 8-10.

**რჩევა 2:**ჩამოსაშლელ მენიუში ახალი დაავადების ან სახეობების დასამატებლად, დააწკაპუნეთ დამატება სიმბოლოზე, შეავსეთ ფანჯარა რომელიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ შენახვა.

**რჩევა 3:**იმისათვის რომ ბადეში შეცვალოთ რიგების თანმიმდევრობის დისპლეი, მონიშნეთ სასურველი რიგი და გადაიტანეთ შესაბამის ადგილას.


**რჩევა 4:**შეყვანილი ინფორმაციის წასაშლელად დააწკაპუნეთ გასუფთავება.

11. დააწკაპუნეთ შენახვა.გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.

## ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის კონფიგურაცია

5 ის გვ. 3

12. დააწკაპუნეთ **დიახ**.გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ჩანაწერის წარმატებით შენახვას.




**Confirmation**

Do you want to save changes?

12

Yes No


13. დააწკაპუნეთ **OK** ზე.



The record is saved successfully.

OK 13

14. დააწკაპუნეთ **მატრიცის ვერსიის აქტივაცია** ზე.გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.



**მატრიცის ვერსია**

ვერსიის დასახელება: BSEMatrix Copy 2    აქტივაციის თარიღი: 05.04.2019    ვერსიის შერჩევა: BSEMatrix Copy Copy

Activate Matrix Version    New Matrix Version    Delete Matrix Version

**ვეტერინარული აგრეგირებული ანგარიშის მატრიცა**

14

Show 10 entries

Order	Disease	OIE Code	Species
1	Anthrax	B051	Cattle
2	Brucellosis		Sheep
3	Brucellosis		Goat

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

Add    Delete Matrix Record    Save    OK    Cancel

## ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის კონფიგურაცია

5 ის გვ. 4

### არსებული მატრიცის ვერსიის რედაქტირება

- ვერსიის შერჩევის**  
ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ ვერსია, რომლის რედაქტირებაც გსურთ. ვერსია გამოჩნდება ზადეში.  
**შენიშვნა:** ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელ მენიუში,

**რჩევა 1:** იმისათვის რომ გააქტიუროთ ვერსია, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, აირჩიეთ იგი ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელი მენიუდან და დააწკაპუნეთ მატრიცის ვერსიის აქტივაციაზე.

**რჩევა 2:** იმისათვის რომ წაშალოთ არააქტიური ვერსია ან ის ვერსია რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, აირჩიეთ იგი ვერსიის შერჩევის ჩამოსაშლელი მენიუდან, დააწკაპუნეთ მატრიცის ვერსიის წაშლაზე და დააწკაპუნეთ დიახ დიალოგურ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

მატრიცის ვერსია

ვერსიის დასახელება

BSEMatrix Copy 2

აქტივაციის თარიღი

05.04.2019

ვერსიის შერჩევა

BSEMatrix Copy Copy

Activate Matrix Version

New Matrix Version

Delete Matrix Version

ვეტერინარული აგრეგირებული ანგარიშის მატრიცა

Show 10 entries

Order	Disease	OIE Code	Species
1	Anthrax	B051	Cattle
2	Brucellosis		Sheep
3	Brucellosis		Goat

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous

1

Next

Add

Delete Matrix Record

Save

Ok

Cancel

## ვეტერინარული აგრეგირებული შემთხვევის მატრიცის კონფიგურაცია

5 ის გვ. 5

- საჭიროებისამებრ შეასწორეთ ვერსიის დასახელება და აქტივაციის თარიღი. შენიშვნა: ბადის რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ვერსიებისათვის რომლებიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული.

**რჩევა 3:** იმისათვის რომ დაამატოთ რიგი იმ ვერსიას, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, დააწკაპუნეთ დამატება ზე, შეავსეთ ველები რომლებიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ შენახვა ზე.

**რჩევა 4:** იმისათვის რომ წაშალოთ იმ ვერსიის რიგი, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქტივირებული, მონიშნეთ იგი ბადეში, დააწკაპუნეთ მატრიცის ჩანაწერის წაშლა ზე და დააწკაპუნეთ დიახ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

- დააწკაპუნეთ შენახვა. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა.

- დააწკაპუნეთ დიახ. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.

მატრიცის ვერსია

ვერსიის დასახელება: BSEMatrix Training    აქტივაციის თარიღი: 04.04.2019    ვერსიის შერჩევა: BSEMatrix Copy Copy

Buttons: Activate Matrix Version, New Matrix Version, Delete Matrix Version

ვეტერინარული აგრეგირებული ანგარიშის მატრიცა

Show 10 entries

Order	Disease	OIE Code	Species
1	Anthrax	B051	Cattle
2	Brucellosis		Sheep
3	Brucellosis		Goat

Buttons: Add, Delete Matrix Record, Save, Ok, Cancel

Confirmation

Do you want to save changes?

Buttons: Yes, No