


Qrupşəkilli Testlərin Yaradılması

2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında bir neçə nümunəni qrupşəkilli testlər üçün qruplaşdırı bilər. Bu qısa bələdçi, qrupşəkilli testləri yaratmaq üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **TESTLƏR-i** seçin. **TESTLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.




2. Qrupşəkilli testlərə daxil etmək istədiyiniz nümunələr üçün axtarış parametrlərini daxil edin. **Qeyd:** Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.



3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələri**ni göstərir.

Məsləhət 1: Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. Hər bir lazımi nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:** Yalnız eyni **Xəstəlik** üçün müayinə olunan nümunələr qruplaşdırıla bilər.



5. **Qrupşəkilli testlər** üzərinə klikləyin. **Qrupşəkilli testləri yarat** pəncərəsi açılır.

Qrupşəkilli Testlərin Yaradılması

2 səhifədən 2

6. **Qrupşəkilli testləri yarat** pəncərəsini doldurun. **Qeyd:** Qırmızı ulduzla nişanlanmış sahələr məcburidir.

Məsləhət 2: Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

7. **Qrupşəkilli testlər** üzərinə klikləyin. Seçilmiş nümunələri vahid **Qrupşəkilli testlərin Q/N-si** altında göstərən **Qrupşəkilli testlər** tab vərəqəsi ekrana gəlir.