

Soyuducunun Silinməsi

2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi nümunələrin saxlanılma yerlərini silə bilər. Bu qısa bələdçi, soyuducunu silmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **SOYUDUCULAR**-ı seçin. **Soyuducuların siyahısı** ekranı açılır. **Qeyd:**Nümunələr olan soyuducular silinə bilməz.

Qeyd:Soyuducu silinməzdən əvvəl hər bir bölmə (rəf, torlu məftil rəfi, və ya qutu) silinməlidir.

Qeyd:Soyuducu silinəndən sonra bir daha istifadə oluna və ya bərpa edilə bilməz.

2. Silmək istədiyiniz soyuducu üçün axtarış parametrini daxil edin.

Qeyd:Lazımi soyuducu **Soyuducuların siyahısında** göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.




3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Soyuducuların siyahısı** ekranı yenilənərək axtarış nəticələrini göstərir.

Məsləhət 1:Əgər lazımi soyuducu görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

Məsləhət 2:Soyuducunun səviyyəsini silmək üçün (**Rəf**, **Torlu məftil rəfi**, və ya **Qutu**), **Soyuducuya dair təfərrüatlar** bölməsində lazımi səviyyənin üzərinə klikləyin və **Sil** düyməsini klikləyin; səviyyə silinməzdən əvvəl, hər hansı əlaqəli nümunə silinməlidir.

Məsləhət 3:Daxil edilmiş məlumatı yaddaşa salmadan əvvəlki ekrana qayıtmaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

4. İstədiyiniz soyuducuya aid olan **Sil** ikonuna klikləyin. Təsdiqləyici dialog qutusu ekrana gəlir.



Soyuducunun Silinməsi

2 səhifədən 2

5. **Bəli** düyməsini klikləyin. Soyuducu məlumat bazasından silindi və artıq **Soyuducuların siyahısında** görünmür.

