


პარტიის შექმნა

2 ის გვ. 1

სათანადო ნებართვის მქონე დზეის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში დააჯგუფოს ნიმუშები პარტიის ტესტირებისათვის. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს პარტიის შესაქმნელად.

1. **დზეის პანელიდან** აირჩიეთ **ტესტირება, ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება **ტესტირების** ღია ჩანართით.




2. შეიყვანეთ იმ ნიმუშების ძებნის პარამეტრი, რომლებიც გასურთ რომ დაამატოთ პარტიას. **შენიშვნა:** თუკი სასურველი ნიმუშები გამოჩნდება ბადეში, ძებნა აღარ გახდება საჭირო.



3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა 1: თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.



4. მონიშნეთ ყველა სასურველი ნიმუშის ბოქსი. **შენიშვნა:** ერთ პარტიაში შესაძლებელია გაერთიანდეს მხოლოდ ის ნიმუშები, რომელთა ტესტირებაც ხდება ერთსა და იმავე დაავადებაზე.
5. დააწკაპუნეთ **პარტიაზე**. **პარტიის შექმნის** ფანჯარა გამოჩნდება.

პარტიის შექმნა

2 ის გვ. 2

- შეავსეთ პარტიის შექმნის ფანჯარა. შენიშვნა: წითელი ვარსკვლავით მონიშნული ველები სავალდებულოა.

რჩევა 2: იმისათვის რომ დახუროთ ფანჯარა შეყვანილი ინფორმაციის შენახვის გარეშე, დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

- დააწკაპუნეთ პარტიაზე. პარტიის ჩანართი გამოჩნდება და გამოსახავს არჩეულ ნიმუშებს, რომლებსაც ექნებათ საერთო პარტიის ID-ი.