


ტესტის ჩანაწერის წაშლა


2 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დოქტორის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზიდან ჩანაწერების ამოშლა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს ტესტის ჩანაწერის წასაშლელად.

1. დოქტორის პანელიდან აირჩიეთ ტესტირება, ლაბორატორიის ჩამოსაშლელი მენიუდან. ლაბორატორიის ეკრანი გამოჩნდება ტესტირების ღია ჩანართით.




2. შეიყვანეთ იმ ნიმუშის ძებნის პარამეტრი, რომლის ტესტის წაშლაც გსურთ. შენიშვნა: თუკი სასურველი ნიმუშები გამოჩნდება ბადეში, ძებნა აღარ გახდება საჭირო.



3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. ლაბორატორიის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა: თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.




4. მონიშნეთ ყველა სასურველი ნიმუშის ბოქსი. შენიშვნა: შესაძლებელია მხოლოდ მიღებული ნიმუშების წაშლა, რომლებსაც აქვთ ტესტის დასახელება და ტესტის სტატუსი უნდა იყოს წინასწარი ან დაუსრულებელი.
5. დააწკაპუნეთ ნიმუშების მენიუს სიმბოლოზე. ნიმუშების მენიუ გამოჩნდება.

ტესტის ჩანაწერის წაშლა

2 ის გვ. 2

- დააწკაპუნეთ ლაბ ჩანაწერის წაშლა > ტესტის წაშლაზე. ლაბორატორიის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს მოდიფიცირებულ ნიმუშს მუქ ფერებში. ასევე გააქტიურდება შენახვის ღილაკი.



- დააწკაპუნეთ შენახვაზე. ტესტი გადაადგილებულია დამტკიცებების ჩანართში.

