

## Ötürülmənin Redaktə edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında ötürülməyə aid təfsilatları dəyişə bilər. Bu qısa bələdçi, ötürülməni redaktə etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **ÖTÜRÜLDÜ** seçin. **ÖTÜRÜLDÜ** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.




2. Redaktə etmək istədiyiniz ötürülmüş nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. Qeyd:Lazımı nümunə cədvəldə görüldüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.



3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

**Məsləhət 1:** Əgər lazımı nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. İstədiyiniz nümunəyə aid **Redaktə et** ikonuna klikləyin. **Ötürülməyə aid təfsilatlar** bölməsini göstərən **Nümunə/Testə aid təfsilatlar** pəncərəsi açılır.



## Ötürülmənin Redaktə edilməsi

2 səhifədən 2

### 5. Lazımi dəyişiklikləri edin.

**Məsləhət 2:** İstənilən tarixə keçmək üçün, **Təqvim** ikonuna klikləyin və sonra, təqvimin yuxarısında yerləşən pəncələ **Ayı seç > İli Seç > Onilliyi seç** üzərinə klikləyin.

**Məsləhət 3:** Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

### 6. Yaddaşa sal düyməsini klikləyin. Laboratoriya ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və Yaddaşa sal düyməsi aktivləşdirilir.

### 7. Dəqiqliyi yoxlamaq üçün dəyişilmiş məlumatları nəzərdən keçirin.

### 8. Yaddaşa sal düyməsini klikləyin. Ötürülmə üzrə məlumatın müvəffəqiyyətlə dəyişilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

Nümunə/Testə aid təfsilatlar

- Nümunəyə aid təfsilatlar
- Testə aid təfsilatlar
- Əlavə test təfərrüatları
- Düzəliş tarixçəsi
- Ötürülməyə aid təfsilatlar

Nümunənin ötürülməsinin Q/N-si: STB190003

Ötürülmənin səbəbi: Test purpose of transfer - revisited

\* Toləb olunan test: PCR

\* Hara ötürüldü: Telavi ZDL

\* Göndərilmə tarixi: 19.06.2019

Haradan ötürüldü: Telavi ZDL

Göndərən: Mason, Parker N.A.

M3 İmtina Yaddaşa sal 6

Laboratoriya

NÜMUNƏLƏR 169 TEST 6 ÖTÜRÜLDÜ 7 SEÇİKLƏRİM 0 GRUPOĞKILLI TESTLƏR 4 TƏSDİQLƏR 13

Ötürülməni ləğv et Ötürülməni çap et

Yaddaşa sal 8

	Hesabat/Sənədləşən Q/N-si	Xəstə/Tərəfənnin adı	Laborator nümunənin Q/N-si	Ötürülmənin Q/N-si	Hara ötürüldü	Ötürülmə tarixi	Toləb olunan test	Testin adı	Testin nəticəsi
	HUM190033	Jones Melanie	SAD008190027	STB190003	NCDC	19.06.2019	PCR		
	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Acetic agar	Growth pos
	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Brucella C-ELISA	Positive
	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Agglutination Test	
	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	Brucella C-ELISA	
	VET200177	Cliff Daniel	SAD008200290	STB200012	Telavi ZDL	05.03.2020	Some Test	FPA test	
	VET200230	Gates Josh	SAD008200363	STB200040	LMA	24.03.2020	Conf Tests		

Səhifə: 1