


## Nümunənin Redaktə edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında nümunələri dəyişə bilər. Bu qısa bələdçi, nümunəni redaktə etmək üçün addımları təqdim edir.


1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.



2. Redaktə etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.



3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.



**Məsləhət 1:** Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. İstədiyiniz nümunəyə aid **Redaktə et** ikonuna klikləyin. **Nümunəyə aid təfsilatlar** bölməsini göstərən **Nümunə/Testə aid təfsilatlar** pəncərəsi açılır.

## Nümunənin Redaktə edilməsi

2 səhifədən 2

5. Lazımi dəyişiklikləri edin.

**Məsləhət 2:** Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

6. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir.

Nümunə/Testə aid təfəsilatlar

▼ Nümunəyə aid təfəsilatlar

Hesabat/Sessiyanın Q/N-si HUM200222

Nümunənin yerli/sahədəki Q/N-si New-10

Nümunənin statusu Qəbul olunmamış

Laborator nümunənin Q/N-si

Nümunənin növü Ascitic fluid

Qəbul edilmə tarixi

M2 İmtina Yaddaşa sal

7. Dəqiqliyi yoxlamaq üçün dəyişilmiş məlumatları nəzərdən keçirin.

8. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Nümunənin müvəffəqiyyətlə dəyişilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

Laboratoriya

NÜMUNELƏR 30 TEST 6 ÖTÜRÜLDÜ 10 SEÇİMLƏRİM 6 GRUPLUQULLI TESTLƏR 2 TƏSDİQLƏR 3

Qəbul Aktiv Testi təyin edin Hum Yaddaşa sal

Yaddaşa sal

Hum\* Noticaları axtar

Hesabat/Sessiyanın Q/N-si	Xəstə/Fermanın sahəli	Nümunənin yerli/sahədəki Q/N-si	Qəbul edilmə tarixi	Nümunənin növü	Xəstəlik	Laborator nümunənin Q/N-si	Nümunənin statusu
HUM200222	New-10			Ascitic fluid	Gripə bənzər xəstəliklər (GBX)		İnkur olunub
HUM200222	New-14			Flea	Gripə bənzər xəstəliklər (GBX)		
HUM200222	New-14			Culture	Gripə bənzər xəstəliklər (GBX)		
HUM200222	New-5			Environmental samples - hydrobiomass	Gripə bənzər xəstəliklər (GBX)		
HUM200222	New-12			Aspirate - Bone Marrow	Gripə bənzər xəstəliklər (GBX)		
HUM200222	JJJJ121245			Aspirate - Tracheal	Gripə bənzər xəstəliklər (GBX)		
HUM190100	Becoz, Jeffrey	SFB008190062		Blood - plasma	Cholera		İnkur olunub
HUM190100	Becoz, Jeffrey	SFB0080001902		Blood - plasma	Cholera		
HUM200189	Dino Vito			Bee	Şiddətli Kəskin Respirator Xəstəliklər		
HUM200182	Dino Vito	XXXXXXX-1		Blood	Anthrax - Cutaneous		

Səhifə: 1