

ნიმუშის განადგურება

2 06 83. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დოკუმენტების მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში გასანადგურებელი ნიმუშების მონიშვნა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფუძვრებს ნიმუშის გასანადგურებლად.

1. დზეის პანელიდან აირჩიეთ ნიმუშები, ლაბორატორიის ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება ნიმუშების ღია ჩანართით.
2. შეიყვანეთ იმ ნიმუშის ძებნის პარამეტრი, რომლის განადგურებაც გსურთ. **შენიშვნა:** თუკი სასურველი ნიმუშები გამოჩნდება ბადეში, ძებნა აღარ გახდება საჭირო.
3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა: თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ **გაფართოებულ ძებნაზე**, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.
4. მონიშნეთ ყველა სასურველი ნიმუშის ბოქსი. **შენიშვნა:** გასანადგურებლად შეგიძლიათ მონიშნოთ მხოლოდ მიღებული ნიმუშები.
5. დააწკაპუნეთ ნიმუშების მენიუს სიმბოლოზე. ნიმუშების მენიუ გამოჩნდება.

[illegible]

ლაბორატორია

ნიმუში 172 ტესტირება 0 გადამცემი 1 მენეჯერი 0 პარტნიორი 1 დაშვებულია 1

მოძებნა აღმოკვეთა ტესტის დანახვა გავსარიცხული ფასები გაცემების

გადამცემის არჩევა
☐ ტესტირებადი აპარატი
☐ ტესტირებადი მოწყობილობა

მომწოდებლის ID	პაციენტის სახელი	ფურცლების სავალი ნიმუში	მიღების თარიღი	ნიმუშის ტიპი	დაცემების	ლაბორატორიული ნიმუშის ID
SFV200193	Winston James	SFB006200116		პედონალური კლასიფიკაცია		
HJAG200163	Write Michael	JXXXXXXXK1		საკონსულტაციო - განისაზღვრა		
VET190301	Write Michael	Local 1		მეტრიკები		
SFV200207	Candis Luko	SFB006200149	02.02.2020 21:59:22	ფურცლები - განისაზღვრა		SACD006200152
SFV200207	Colombo Luka	SFB006200148	07.02.2020 0:08:06	ფურცლები - განისაზღვრა		SACD006200172
VET200179	Chif Daniel	X1	02.03.2020 13:44:11	პირდაპირი წყვილი		SACD006200399
VET200180	Chif Daniel	x1	09.03.2020 10:10:25	პირდაპირი წყვილი		SACD006200391
SFV200226	FIS-2020-03-06-1		09.03.2020 11:51:09	ფურცლები		SACD006200292
SFV200223	Clinton Dorothy	SFB006200278	09.03.2020 12:36:48	ინტერნალური ცენტრი (ფორმები)		SACD006200293

გვერდი: 18

[illegible]

ნიმუშის განადგურება

2 ის გვ. 2

6. დააწკაპუნეთ ნიმუშის განადგურება > განადგურება დაწვით ან განადგურება ავტოკლავში. ლაბორატორიის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს მოდიფიცირებულ ნიმუშს მუქ ფერში. გააქტიურდება შენახვის ღილაკი.

